



Gebrauchsfertige, geringalkoholische Tücher zur schonenden Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten und empfindlichen Flächen

mikroqid® universal wipes

plastic-free wipes

Unser Plus

- 100 % plastikfreies Tuchmaterial aus nachwachsenden Rohstoffen. Die Holzfasern stammen aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern (FSC® Mix-zertifiziert)
- Schnell und umfassend wirksam gegen Bakterien (bspw. E. coli), Hefepilze und behüllte Viren (z. B. Influenza- oder Coronaviren) sowie einige unbehüllte Viren (wie z. B. Rota- oder Noroviren)
- Hohe Materialverträglichkeit selbst bei sensiblen Oberflächen wie Mobiltelefone und Displays
- Sehr gute Reinigungsleistung
- Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (Dermatest® Hautverträglichkeitsstudie, 2021) und auch ohne Handschuhe anwendbar*

* Sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen.

Anwendungsgebiet

Das Produkt eignet sich zur materialschonenden, unkomplizierten Schnelldesinfektion und Reinigung von Medizinprodukten, medizinischem Inventar und Flächen aller Art inklusive der Patientenumgebung. Die gebrauchsfertigen und vielseitig einsetzbaren Tücher sind speziell für empfindliche Oberflächen entwickelt: Mobiltelefone, Touchscreens, Displays, Tastaturen, Kunstleder und Klinikmöbel werden materialschonend und verlässlich wirksam desinfiziert. Dank ihrer Größe bieten die mikroqid® universal wipes - plastic-free wipes maxi eine zeitsparende Lösung für die Reinigung und Desinfektion größerer Flächen.

Anwendungshinweise

Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden. Die Fläche mit getränktem Tuch gründlich wischen und einwirken lassen. Für die angegebene Wirksamkeit sind die Anwendungshinweise und Einwirkzeiten zu beachten. Auf vollständige Benetzung achten. Nach Gebrauch auf guten Verschluss der Deckelklappe achten. Das Produkt ist ohne Handschuhe anwendbar, sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen.

Mikrobiologische Wirksamkeit

	Testmethode	Einwirkzeit
Bakterien, Hefen und Mykobakterien		
bakterizid	EN 13727	1 Min.*
bakterizid	EN 16615 gemäß VAH	1 Min.
levurozid	EN 13624	1 Min.*
levurozid	EN 16615 gemäß VAH	1 Min.
tuberkulozid	EN 14348	5 Min.
Viren		
begrenzt viruzid	EN 14476	15 Sek.*
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	15 Min.*
Norovirus (MNV)	EN 14476	30 Sek.
Norovirus (MNV)	EN 14476	1 Min.*
Rotavirus	EN 14476	15 Sek.
Polyoma SV40	gemäß DVV/RKI-Richtlinie	15 Sek.**

mikrozid® universal wipes

plastic-free wipes

Angaben aller Konzentrationen unter niedriger Belastung

*hohe Belastung

**gemäß DVV/RKI-Leitlinie

Zertifikate / Normen



Produktdaten

100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe:
17.4 g 2-Propanol, 12.47 g Ethanol (94% w/w)

Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr. 648/2004:
< 5% anionic surfactants

Chemisch-physikalische Daten

Farbe	farblos
Dichte	ca. 0,95 g/cm ³
Flammpunkt	26 °C / Methode: DIN 51755 Part 1
Form	nasse Feststoffe; wässrig-alkoholische Lösung auf Vliesstoff
pH	ca. 3,5
Geruch	nach Alkohol

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Das Produkt ist gut materialverträglich bei Metallen und Kunststoffen inklusive Acrylglas (PMMA-GS). Nicht auf alkoholempfindlichen Lacken einsetzen. Bitte beachten Sie den Brand- & Explosionsschutz beim Einsatz von alkoholischen Desinfektionsmitteln in der BR Regel „Desinfektionsarbeit im Gesundheitswesen“. Von Hitze und Zündquellen fernhalten. Weitere Angaben sind auf Anfrage erhältlich. schülke garantiert, bei entsprechender Handhabung, nach Anbruch der Verpackung eine Haltbarkeit von drei Monaten.

Folgende Größen sind erhältlich:

- mikrozid® universal wipes - *plastic-free wipes* (6 x 114 Tücher 18 x 20 cm)
- mikrozid® universal wipes - *plastic-free wipes maxi* (6 x 90 Tücher 23 x 25 cm)

Behälter dicht geschlossen halten. Im Originalbehälter lagern. Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Eignung des Wirkspektrums ist für den vorgesehenen Anwendungsbereich zu prüfen. Nicht geeignet zur viruziden Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten. Nur kleine Flächen behandeln. Die Wischreichweite hängt von der Raumtemperatur und der Struktur der zu desinfizierenden Oberfläche ab. Keine direkte Behandlung von Lebens- und

Futtermitteln. Nur glatte (nicht saugfähige/nicht poröse) Materialien behandeln. Weitere Angaben sind auf Anfrage erhältlich. Schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Ausschließlich für die Verwendung von Fachkräften bestimmt.

BAuA-Nr.: N-63300, N-63301

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	GTIN	PZN	Art.-Nr.
mikrozid® universal wipes plastic-free wipes Softpack 114 Tücher	6 / Karton(s)	4032651983728	20853093	70003354
mikrozid® universal wipes plastic-free wipes maxi Softpack 90 Tücher	6 / Karton(s)	4032651985357	20853087	70003664

Anwendungshilfen

Artikel	Art.-Nr.
Softpack-Halterung	60000460

Verwandte Produkte

- mikrozid® universal wipes premium
- mikrozid® universal liquid
- mikrozid® sensitive wipes
- mikrozid® AF wipes

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen und sicheren Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Informationen

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:
Application Department
Telefon: +49 40 52100-666
E-Mail: info@schuelke.com



schülke +

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt |
Deutschland
Tel. +49 40 52100-666
www.schuelke.com
info@schuelke.com

schülke Österreich
Schülke & Mayr GmbH
Seidengasse 9
1071 Wien | Österreich
Tel. +43-1-5232501-0
www.schuelke.com
office.austria@schuelke.com

schülke Schweiz
Schülke & Mayr AG
Hungerbühlstrasse 22
8500 Frauenfeld | Schweiz
Tel. +41 44 466 55 44
www.schuelke.com
mail.ch@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.