

**• HEINE® XP Disposable Laryngoscope  
Handle Shell with bottom insert**



CE

**HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG**  
Kientalstr. 7 · 82211 Herrsching · Germany  
Tel. +49 (0)8152/38-0  
Fax +49 (0)8152/38-202  
E-Mail: info@heine.com · [www.heine.com](http://www.heine.com)  
med 0615      2015-05-06



# **HEINE® XP Disposable Laryngoscope Handle Shell with bottom insert**

<b>DEUTSCH</b>	<b>3</b>
<b>ENGLISH</b>	<b>5</b>
<b>FRANÇAIS</b>	<b>7</b>
<b>ESPAÑOL</b>	<b>9</b>
<b>ITALIANO</b>	<b>11</b>
<b>SVENSKA</b>	<b>13</b>
<b>NEDERLANDS</b>	<b>15</b>
<b>DANSK</b>	<b>17</b>
<b>SUOMI</b>	<b>19</b>
<b>PORTUGUÊS</b>	<b>21</b>



# HEINE® XP Einmalgebrauchs-Laryngoskop-Griffhülse mit Bodeneinheit

DEUTSCH

 Lesen und befolgen Sie diese Gebrauchsanweisung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.


## Zweckbestimmung

Diese XP Griffhülse ist ausschließlich zum einmaligen Gebrauch mit HEINE Standard (XHL/LED) Laryngoskop Einschüben inklusive Bodeneinheit und einem XP-Spatel oder FO-Spatel für die endotracheale Intubation bestimmt.

## Warn- und Sicherheitsinformationen

-  **WARNUNG!** Dieses Symbol macht auf eine möglicherweise gefährliche Situation aufmerksam. Die Nichtbeachtung kann zu leichten oder mittleren Verletzungen führen. (Hintergrundfarbe gelb, Vordergrundfarbe schwarz).
-  **HINWEIS!** Dieses Symbol wird für Informationen bezüglich Installation, Betrieb, Wartung oder Reparatur verwendet, die wichtig, jedoch nicht mit Gefahren verbunden sind.

## Inbetriebnahme



## Bedienung

Die einwandfreie Funktion ist nur bei Verwendung von HEINE Standard (XHL/LED) Laryngoskop Einschüben (2), HEINE Ersatzlampen (3) und HEINE Ersatzteilen gewährleistet.

Bringen Sie den Spatel in die Arbeitsposition und prüfen Sie die Lampenfunktion.

Die Helligkeit der Laryngoskop-Lampe kann während des Gebrauchs schnell sinken, wenn die ladbare Batterie nicht ausreichend geladen wurde. Wir empfehlen deshalb vor jeder Anwendung eine Ladezeit für ladbare HEINE Batterien in HEINE Ladegeräten von mindestens 10 Minuten.

Nach einigen Betriebsminuten sind die Laryngoskop-Lampen heiß.

Das Laryngoskop darf nur von ausgebildetem Fachpersonal verwendet werden.

## Allgemeine Warnhinweise

-  Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch hinsichtlich seiner einwandfreien Funktion. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Beschädigungen oder ein Blinken der Beleuchtung feststellen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuer- oder explosionsgefährdeter Umgebung (z.B. durch Sauerstoff oder Anästhesiemitteln).
- Modifizieren Sie das Gerät nicht.
- Verwenden Sie nur original HEINE Teile, Ersatzteile, Zubehör und Stromquellen.
- Die Inbetriebnahme und Bedienung der HEINE Standard (XHL/LED) Laryngoskop Einschübe sind in einer separaten Gebrauchsanweisung beschrieben.

## Allgemeine Hinweise

-  Die Garantie für das gesamte Produkt erlischt bzw. gilt auch nicht, bei Verwendung von nicht originalen HEINE Produkten, nicht originalen Ersatzteilen, und wenn Eingriffe (insbesondere Reparaturen oder Modifikationen) von Personen vorgenommen wurden, die nicht von HEINE autorisiert sind. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter [www.heine.com](http://www.heine.com).
- Es dürfen nur Kunststoff- und Metallspatel mit grüner Kennzeichnung (ISO 7376-3) verwendet werden. Kreuzkontamination kann nur mit einem nicht kontaminierten Batterieeinschub verhindert werden.

Im Anhang finden Sie die Tabellen:

- Technische Daten
- Erläuterung der verwendeten Symbole

# HEINE® XP Disposable Laryngoscope

## Handle Shell with bottom insert

ENGLISH

 Please read and follow these instructions for use of and keep them for future reference.

### Intended Use

This XP handle shell is designed for single use only for endo-tracheal intubation with a fiber optics laryngoscope blade or XP blade and will only function when fitted with a HEINE Standard (XHL/LED) laryngoscope inserts including bottom insert.



**For U.S. only:**


Federal law restricts this device to sale by or on the order of a Physician or Practitioner!

### Warnings and Safety Information

-  **CAUTION!** Indicates potential hazardous situations. Ignoring the corresponding instructions may lead to dangerous situations of mild to moderate extent. (Background color yellow; foreground color black).
-  **NOTE!** Indicates valuable advice in terms of installation, operation, maintenance or repair. Notes are important, but not related to hazardous situations.

### Setting up

1. 2. 4. 5. 3. 6.



### Operation

We can only guarantee the function of this unit if a HEINE Standard (XHL/LED) laryngoscope insert (2), a HEINE bulb (3) and HEINE spare parts are used.

Bring the blade into the normal working position and check that the light switches on.

The bulb brightness can reduce during use if the rechargeable battery was not charged sufficiently before use. We recommend a minimum recharge time of 10 minutes for HEINE rechargeable batteries in HEINE chargers.

After some minutes' use the laryngoscope bulb will be hot.

The laryngoscope may only be used by trained personnel.

## **General Warnings**

-  Check the correct operation of the device before use! Do not use the device if there are visible signs of damage or the light begins to flash.
- Do not use the device in fire- or explosive risk area (e.g. oxygen saturated or anaesthetic environments)
- Do not modify the device.
- Use only original HEINE parts, spare parts, accessories and power sources.
- The setup and operation of the HEINE Standard (XHL/LED) laryngoscope insert are described in a separate instruction for use.

## **General Notes**

-  The warranty for the entire product is invalidated if non-genuine HEINE products or non-original parts are used and if repairs or modifications are made to the device by persons not authorized by HEINE. For more information, please visit [www.heine.com](http://www.heine.com).
- Only plastic- and metal blades to the green standard (ISO 7376-3) may be used.
- Cross-contamination can only be avoided if a non-contaminated battery insert is used.

The appendix contains following tables:

- Technical specification
- Explanation of the used symbols

# Coque de Protection Jetable HEINE® XP avec culot

FRANÇAIS

 Lire et suivre attentivement le présent mode d'emploi et le conserver pour pouvoir le consulter ultérieurement.

## Utilisation prévue


Cette coque de protection XP à usage unique est seulement destinée à l'intubation endotrachéale avec une lame de laryngoscope à fibres optiques ou XP et ne peut fonctionner que réunie au boîtier de laryngoscope HEINE Standard (XHL/LED), culot inclus.

## Mises en garde et consignes de sécurité

 **AVERTISSEMENT !** Ce symbole indique une situation potentiellement dangereuse. Le non-respect des consignes peut entraîner des accidents corporels mineurs à modérés. (Fond jaune, premier plan noir.)

 **REMARQUE !** Ce symbole est utilisé pour donner des informations importantes concernant l'installation, l'exploitation, la maintenance ou la réparation, mais non liées à un danger.

## Mise en service



## Utilisation

Nous ne pouvons garantir le bon fonctionnement de cet élément qu'en utilisant un boîtier de laryngoscope HEINE Standard (XHL/LED) (2), une ampoule HEINE (3) et des pièces d'origine HEINE.

Amener la lame en position normale de travail et vérifier que la lumière s'allume.

L'éclairage de l'ampoule peut être réduit fortement pendant l'utilisation si la batterie rechargeable n'a pas été rechargée suffisamment. Nous recommandons par conséquent un temps de recharge minimum de 10 minutes.

Après quelques minutes d'utilisation les ampoules pour poignée de laryngoscope sont très chaudes. Les laryngoscopes ne doivent être utilisés que par du personnel compétent.

## **Consignes générales**

 Vérifier avant chaque utilisation le bon fonctionnement de l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé.

L'utilisation dans un environnement à risque d'incendie ou d'explosion, p. ex. en présence d'oxygène ou de produits anesthésiques, n'est pas autorisée.

Ne pas modifier l'appareil.

Utiliser uniquement des pièces et accessoires et source de courant d'origine HEINE.

La mise en service et l'utilisation des boîtier de laryngoscope HEINE Standard (XHL/LED) sont décrites dans un mode d'emploi distinct.

## **Remarque générales**

 La garantie du produit dans son ensemble sera nulle et de nul effet en cas d'utilisation de produits et pièces de rechange autres que les produits et pièces de rechange d'origine HEINE ainsi qu'en cas d'interventions (en particulier des réparations ou des modifications) faites par des personnes non autorisées par HEINE. Vous trouverez davantage d'informations à ce sujet sur le site [www.heine.com](http://www.heine.com).

N'utilisez qu'avec les lames à fibres optiques avec la norme verte (ISO 7376-3).

La contamination croisée ne peut être évitée qu'en utilisant un boîtier non contaminé.

Vous trouverez en annexe les tableaux :

- Les caractéristiques techniques
- L'explication des symboles utilisés

# Vaina del mango de laringoscopio de un sólo uso XP, de HEINE® con pieza de fondo

ESPAÑOL



Leer detenidamente las presentes instrucciones de uso y conservar para futuras referencias.

## Uso previsto


Esta vaina del mango de laringoscopio está diseñada exclusivamente para un sólo uso con el HEINE Standard (XHL/LED) laryngoscopio portabaterías Incluyendo pieza de fondo y una espátula de F.O. o espátula XP de HEINE para la intubación endo-traqueal.

## Informaciones de advertencia y seguridad

**⚠ ¡ADVERTENCIA!** Este símbolo advierte de una posible situación peligrosa. La no observancia de las indicaciones puede causar lesiones leves y medias. (fondo amarillo; primer plano, negro).

**⚠ ¡NOTA!** Este símbolo se utiliza para informar sobre la instalación, la revisión, el mantenimiento o la reparación, que son importantes pero que no entrañan riesgos.

## Modo de funcionamiento



## Manejo

Sólo se garantiza una función perfecta si se utilizan laryngoscopio portabaterías de HEINE Standard (XHL/LED) (2), lámparas de recambio HEINE (3) y piezas de recambio HEINE. Ponga la espátula en posición normal de trabajo y compruebe que la luz se encienda.

La luminosidad puede disminuir durante el uso si la batería recargable no fue suficientemente cargada previamente. Se recomienda una recarga de mínimo 10 minutos para las baterías recargables HEINE en un cargador HEINE previo a cada uso.

Después de algunos minutos de uso la bombilla se calentará.

El laringoscopio debe ser usado solo por personal debidamente capacitado.

## **Advertencias generales**

-  Comprobar el correcto funcionamiento del aparato antes de cada uso. No utilizar, si se detectan daños.
- No utilizar en zonas con peligro de incendio o explosión, debido p.ej. al oxígeno o al anestésico utilizado.
- No modifique el aparato.
- Utilice exclusivamente piezas y accesorios y fuentes de tensión originales de HEINE.
- La puesta en servicio y el manejo de los HEINE Standard (XHL/LED) laryngoscopio portabaterías se describen en unas instrucciones de uso aparte.

## **Notas generales**

-  La garantía para la totalidad del producto se extinguirá y quedará invalidada si se usan productos y piezas de repuesto que no sean originales de HEINE, e igualmente si personas no autorizadas por HEINE manipulan el producto (en especial reparaciones o modificaciones). Puede encontrar más información al respecto en [www.heine.com](http://www.heine.com).
- Sólo se deben utilizar espátulas con la señal verde (ISO 7376-3).
- La contaminación cruzada sólo se puede evitar usando un portabaterías no contaminado.

Adjuntas encontrará las tablas:

- Los datos técnicos
- Explicación de los símbolos utilizados

# HEINE® XP Manico-guaina esterno monouso per laringoscopio con base-chiusura

ITALIANO

 Leggete con attenzione le presenti istruzioni per l'uso e conservatele per consultazioni future.


## Destinazione d'uso

Questo manico-guaina esterno XP è stato progettato come monouso per intubazioni endotracheali con lame per laringoscopia a F.O. o laringoscopia XP e funzionerà solamente con l'inserimento di un laringoscopia porta-batteria HEINE Standard (XHL/LED) inclusivo base-chiusura.

## Avvertenze e informazioni sulla sicurezza

-  **ATTENZIONE!** Questa segnalazione indica una situazione potenzialmente pericolosa. Il mancato rispetto di questa avvertenza può portare a lesioni di piccola o media portata. (Sfondo: giallo; primo piano: nero)
-  **NOTA!** Questo simbolo viene utilizzato per informazioni relative a installazione, funzionamento, manutenzione o riparazione, che sono importanti ma non associate a pericoli.

## Messa in esercizio



## Utilizzo

Possiamo garantire il funzionamento dello strumento solamente se vengono usati un laringoscopia porta-batteria HEINE Standard (XHL/LED) (2), una lampadina HEINE (3) e ricambi originali HEINE.

Mettere la lama nella normale posizione di lavoro e controllare il funzionamento della lampadina.

La luminosità della lampadina può ridursi durante l'uso se la batteria ricaricabile non è stata caricata a sufficienza prima dell'uso. Si consiglia un tempo minimo di ricarica di 10 minuti per le batterie ricaricabili HEINE nel caricabatterie HEINE.

Dopo qualche minuto d'uso la lampadina del laringoscopio sarà calda.

Il laringoscopio può essere utilizzato solo da personale qualificato.

## **Indicazioni generali e avvertimenti**

 Prima di ogni utilizzo verificate il funzionamento corretto dell'apparecchio! Non utilizzate l'apparecchio se rilevate danneggiamenti.

E' vietato l'utilizzo in ambiente a rischio di incendio od esplosione, per esempio a causa di ossigeno o sostanze anestetiche.

Non modificare l'apparecchio.

Utilizzare solo pezzi ed accessori ed fonti di energia originali HEINE.

La messa in funzione e l'utilizzo delle laringoscopia porta-batteria HEINE Standard (XHL/LED) sono descritti in istruzioni per l'uso separate.

## **Indicazioni generali**

 La garanzia per l'intero prodotto decade se si usano prodotti non originali HEINE, pezzi di ricambio non originali e se vengono effettuati interventi (in particolare riparazioni o modifiche) da parte di persone non autorizzate da HEINE. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.heine.com](http://www.heine.com).

Usare solamente con lame a F.O. con il contrassegno verde (ISO 7376-3).


Infezioni incrociate possono essere evitate solamente se viene usato un porta-batteria non contaminato.

In appendice sono riportate le tabelle:

- Dati tecnici
- Spiegazione dei simboli utilizzati

# HEINE® XP engångs ytterhandtag för laryngoskop med bottenenhet

SVENSKA



## Användningsändamål


Detta HEINE® XP engångs ytterhandtag för laryngoskop skall endast användas för engångsbruk vid endotrakeal intubation, med fiber optiskt laryngoskopblad eller XP laryngoskopblad, och fungerar endast tillsammans med ett HEINE Standard (XHL/LED) laryngoskop insats inklusive bottenenhet.

## Varnings- och säkerhetsanvisningar

**WARNING!** Detta signalord uppmärksammar dig på en potentiellt farlig situation. Om anvisningen inte följs kan det leda till lätta eller måttliga skador. (Bakgrund: Gul; förgrund: Svart)

**TIPS!** Ordet „TIPS“ används för viktig information angående installation, drift, underhåll eller reparation som inte är förbunden med någon risk.

## Idrifttagande



## Användning

Vi kan endast garantera funktion av produkten om man använder HEINEs Standard (XHL/LED) laryngoskop insats (2), HEINEs glödlampa (3) och HEINEs reservdelar.

Fall upp bladet i normalt arbetsläge och kontrollera att ljust lyser.

Ljusstyrkan kan minska under användning om det uppladdningsbara batteriet inte var tillräckligt uppladdat före användning. Vi rekommenderar minst 10 minuters laddning för uppladdningsbara batterier som laddas med laddare från HEINE.

Efter några minuters användning kommer glödlampan i laryngoskopet att vara varm.

Laryngoskopet skall endast användas av utbildad personal.

## Allmänna varningar

 Kontrollera innan varje användning att apparaten fungerar felfritt. Använd inte apparaten om du konstaterat skador.

Utrustningen får inte användas i brand- eller explosionsfarlig miljö, t.ex. på grund av syre eller anestetiska medel.

Genomför inga ändringar av instrumentet.

Använd endast originaldelar och originaltillbehör och originalströmkällor från HEINE.

Idrifttagning och användning av HEINE Standard (XHL/LED) laryngoskop insats beskrivs i en separat bruksanvisning.

## Allmänna instruktioner

 Garantin för produkten i dess helhet upphör att gälla, respektive gäller inte heller, vid användning av icke-original-HEINE-produkter eller icke-original-reservdelar eller om åtgärder (i synnerhet reparationer eller modifikationer) vidtagits av personer som inte är auktoriserade av HEINE. Mer information hittar du på [www.heine.com](http://www.heine.com).

Använd endast tillsammans med fiberoptiskt laryngoskopblad för grön standad (ISO 7376-3).

Kors kontaminering bara undvikas om icke kontaminerade batteri insatser används.

Som bilagor hittar du tabellen:

- Tekniska specifikationer
- Förlägning av de symboler som används

# HEINE® XP Disposable buitenhuls voor Laryngoscoophandvat met bodemkapje

NEDERLANDS

 Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze voor eventuele naslag.

## Gebruiksdoel


Deze XP huls is uitsluitend voor éénmalig gebruik in combinatie met een HEINE Standard (XHL/LED) laryngoscoop inzet met inbegrip van bodemkapje. Het complete handvat is geschikt voor endotracheale intubatie met Laryngoscoopspatels.

## Waarschuwing en veiligheidsinformatie

 **WAARSCHUWING!** Dit symbool attendeert u op een mogelijk gevaarlijke situatie. Het negeren daarvan kan leiden tot lichte of middelzware verwondingen. (Achtergrondkleur geel, voorgrondkleur zwart).

 **AANWIJZING!** Het woord „AANWIJZING“ wordt gebruikt voor informatie met betrekking tot installatie, gebruik, onderhoud of reparaties, die belangrijk zijn maar geen risico opleveren.

## Ingebruikneming



## Bediening

Wij garanderen alleen dan een goed functioneren wanneer een HEINE Standard (XHL/LED) laryngoscoop inzet (2) een HEINE lampje (3) en HEINE onderdelen worden gebruikt.

Breng de spatel in de gebruiksstand en controleer of het lampje brandt.

De lichtsterkte van het Laryngoscooplampje kan tijdens het gebruik snel afnemen wanneer de oplaadbare accu niet voldoende is opgeladen.

Na een paar minuten aaneengesloten gebruik worden de Laryngoscoop-lampjes heet.

Een Laryngoscoop mag uitsluitend gebruikt worden door hiervoor opgeleide vakkundige personen.

## **Algemene waarschuwingen**

 Controleer voor elk gebruik of het apparaat correct functioneert. Gebruik het apparaat niet als u beschadigingen constateert.

Gebruik het apparaat niet in een brand- of explosiegevaarlijke omgeving (bv. door zuurstof of anesthesiemiddelen).

Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan.

Gebruik uitsluitend originele onderdelen en toebehoren en stroombronnen van HEINE.

De ingebruikneming en bediening van de HEINE Standard (XHL/LED) laryngoscoop inzet staan in een afzonderlijke gebruiksaanwijzing beschreven.

## **Algemene aanwijzingen**

 De garantie voor het totale product vervalt of geldt ook niet bij gebruik van niet-originele producten of niet-originele vervangende onderdelen van HEINE, en wanneer ingrepen (waaronder vooral reparaties of aanpassingen) door personen werden uitgevoerd die niet door HEINE gemachtigd zijn. Verdere informatie hierover vindt u op [www.heine.com](http://www.heine.com).

Er mogen alleen kunststof en metalen spatels gebruikt worden die voorzien zijn van een groene markering (ISO 7376-3).

Infectie-overdracht kan alleen voorkomen worden wanneer ook een niet-geïnfecteerde batterij-houder wordt gebruikt.

In bijlage vindt u de tabellen:

- Technische gegevens
- Verklaring van de gebruikte symbolen

# HEINE® XP laryngoskop-gribehylster med jordenhed til engangsbrug

DANSK

 Læs omhyggeligt brugsanvisningen, og gem den til senere brug.

## Formål


Dette XP gribehylster er udelukkende til engangsbrug med HEINE standard (XHL/LED) laryngoskopindsudskud inklusive jordenhed og en XP-spatel eller FO-spatel beregnet til den endotrakeale intubation.

## Advarsels- og sikkerhedsoplysninger

 **ADVARSEL!** Dette symbol gør opmærksom på en potentiel farlig situation. Hvis anvisningen ikke følges, kan det medføre moderat eller alvorlig tilskadekomst. (Baggrund: Gul; Forgrund: Sort)

 **HENVISNING!** Dette symbol anvendes i forbindelse med oplysninger vedrørende installation, brug, vedligeholdelse eller reparation, som er vigtige, men ikke forbundet med fare.

## Ibrugtagning



## Betjening

Fejlri funktion kan kun garanteres ved anvendelse af HEINE standard (XHL/LED) laryngoskopsindskud med jordenhed (2), HEINE reservelamper (3) og HEINE reservedevede.

Anbring spatelen i arbejdspositionen, og afprøv lampens funktion.

Laryngoskoplampons lystyrke kan hurtigt falde, hvis det opladelige batteri ikke er tilstrækkeligt opladet. Før hver anvendelse anbefaler vi derfor en opladningstid på mindst 10 minutter for opladelige HEINE batterier i HEINE ladeapparater.

Efter nogle minutters brug bliver laryngoskoplamperne varme.

Laryngoskopet må kun anvendes af uddannet fagpersonale.

## **Generelle advarsler**

-  Kontroller altid før brug, at apparatet fungerer korrekt. Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget.  
Brug ikke apparatet i fugtige eller eksplasive miljøer (f.eks. miljøer med ilt og anæstesimidler).  
Apparatet må ikke modificeres.  
Brug kun originale dele og tilbehør og strømkilder fra HEINE.  
Ibrugtagning og betjening af HEINE standard (XHL/LED) laryngoskopindskud er beskrevet i en separat brugsanvisning.

## **Generel information**

-  Garantien for hele produktet ophører eller gælder ikke ved anvendelse af ikke-originale HEINE-produkter, ikke-originale reservedele, og når indgreb (især reparationer eller ændringer) udføres af personer, som ikke er autoriseret af HEINE. Nærmere oplysninger om dette findes på [www.heine.com](http://www.heine.com).  
Der må kun anvendes spatler af plastik og metal med grøn mærkning (ISO 7376-3).  
Krydkontaminering kan kun forhindres med et ikke-kontamineret batteriindskud.

Tillægget indeholder tabellerne:

- Tekniske data
- Forklaring på de anvendte symboler

# HEINE® XP kertakäyttöinen laryngoskoopin kädensijan hylsyosa

SUOMI

 Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

## Käyttötarkoitus

Tämä kertakäyttöinen HEINE® XP laryngoskoopin kädensijan hylsyosa on tarkoitettu käytettäväksi ainostaan endotrakeaaliseen intubointiin yhdessä kuituoptisten laryngoskooppilaastain kanssa. Kädensijan hylsyosa toimii ainostaan käytettäessä HEINE:n paristoholkki laryngoskoopin Standard (XHL/LED) mukaan lukien alustaa.

## Varoitus- ja turvallisuustiedot

 **VAROITUS!** Tämä merkkisana varoittaa mahdollisesti vaarallisista tilanteista. Sen huomiotta jättäminen voi johtaa vähäisiin tai kohtalaisiin vammoihin. (Tausta: keltainen. Etuala: musta.)

 **HUOMAUTUS!** Sana „HUOMAUTUS“ käytetään asennukseen, käyttöön, huoltoon tai korjaukseen liittyvien tärkeiden tietojen yhteydessä, jotka eivät kuitenkaan koske vaaroja.

## Käyttöönotto

1.


2.

4.

5.

3.

6.



## Käyttö

Takaamme kädensijan moitteettoman toiminnan vain, mikäli käytössä ovat HEINE: n alkuperäiset: paristoholki laryngoskoopin Standard (XHL/LED) (2), polttimo (3) ja mahdolliset muut HEINE varaosat.

Vie lastain kyyntoasentoon ja varmista, että valo sytytyy.

Valon kirkkaus voi vähentyä käytön aikana jos akku ei ole ladattu riittävästi ennen käyttöä. Suosittelemme, että HEINE -akkuja ladataan vähintään 10 minuutin ajan HEINE -laturilla.

Laryngoskoopin polttimo kuumenee muutaman minuutin käytön jälkeen.

Ainostaan koulutettu henkilökunta saa käyttää laryngoskooppia.

## **Yleiset varoitukset**

-  Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa, että laite toimii moitteettomasti. Älä käytä laitetta, jos havaitset siinä vaurioita.
    - Älä käytä laitetta sytyyiä aineita (esimerkiksi happy tai nukutusaineet) sisältävissä tai räjähdyssvaarallisissa ympäristöissä.
    - Älä muuta tai muokkaa laitetta.
    - Käytä vain alkuperäisiä HEINE-osi ja -tarvikkeita ja -virtalähteitä.
    - HEINE:n paristoholkkia laryngoskoopin Standard (XHL/LED) käyttöönotto ja toiminta on kuvattu erillisessä oppaassa.
- ## **Yleiset ohjeet**
-  Koko tuotteen takuu raukeaa tai takuu ei ole voimassa, jos laitteessa käytetään muita kuin aitoja HEINE-tuotteita tai alkuperäisiä varaosia ja jos joku muu kuin HEINEn valtuuttama henkilö esimerkiksi korjaat tai muuttaa tuotetta. Lisätietoja on osoitteessa [www.heine.com](http://www.heine.com).
    - Käytä tämän tuotteen kanssa ainoastaan kuituoptisia, vihreällä tunnistusmerkillä varustettuja kädensijoja ja lastaimia (ISO 7376-3).
    - Kontaminoituminen voidaan välttää vain mikäli käytetään kontaminoitumatonta paristoholkkia.

Tämän käyttöohjeen liitteenä ovat seuraavat tiedot:

- Tekniset tiedot
- Käytetyistä symboleista

# Punho Exterior Descartável para Laringoscópio HEINE® XP com unidade inferior

PORTUGUÊS



## Finalidade


O punho exterior XP foi concebido apenas para a intubação endo-traqueal com lâmina para laringoscópio de fibras ópticas o XP e só funcionará com pilhas laringoscópio HEINE Standard (XHL/LED) incluindo unidade inferior.

## Avisos e Informações de Segurança

**ADVERTÊNCIA!** Indica situações de perigo em potencial. Ignorar as instruções correspondentes, pode levar a situações perigosas de leve a moderada extensão. (Cor de fundo: amarela; cor de primeiro plano: preta).

**AVISO!** O símbolo de aviso é utilizado nas informações referentes a instalação, funcionamento, manutenção ou reparo. Os avisos são importantes, mas não estão relacionados a situações de perigo.

## Montagem



## Operação

Só podemos garantir o funcionamento correcto desta unidade se forem utilizados os encaixes de pilhas laringoscópio HEINE Standard (XHL/LED) (2), lâmpada HEINE (3) e outros acessórios suplementares HEINE. Mova a lâmina para posição normal de funcionamento e cheque se o interruptor de luz está ligado. O brilho da lâmpada pode reduzir durante o uso se não foi carregada suficientemente antes do uso. Nós recomendamos uma recarga mínima de 10 minutos para as baterias HEINE nos carregadores HEINE. Depois de alguns minutos em uso a lâmpada do laringoscópio estará quente. O laringoscópio somente deve ser usado por pessoal treinado.

## **Notas Advertências**

 Verifique a unidade antes de cada utilização, quanto à sua função adequada! Não utilizar o dispositivo caso sejam detectados danos!

Não use o dispositivo em área de risco de fogo ou explosivo (por exemplo, oxigênio saturado ou ambientes anestésicos).

Não modifique o instrumento.

Utilize apenas peças e acessórios e fontes energéticas originais da HEINE.

A montagem e operação das pilhas laringoscópio HEINE Standard (XHL/LED) estão descritos em um documento separado de instruções.

## **Notas Gerais**

 A garantia pelo produto completo expira ou perde a validade em caso de utilização de produtos não originais da HEINE, peças de substituição não originais e caso tenham sido efetuadas intervenções (especialmente reparos ou modificações) por pessoas não autorizadas pela HEINE. Você pode consultar mais informações com relação a este assunto em [www.heine.com](http://www.heine.com).

Utilize-o somente com lâminas de fibras ópticas com o padrão verde (ISO 7376-3).

A contaminação poderá ser evitada se utilizar um encaixe de pilhas não-contaminado.

Em anexo você encontra as tabelas:

- Dados técnicos
- Esclarecimento sobre os símbolos utilizados.

## **Technical specification**

Environmental conditions for operation	+5°C to +40°C
Environmental conditions for storage	-40°C to +70°C
Environmental conditions for transport	-40°C to +70°C

### **Erläuterung der verwendeten Symbole**

Auf dem Gerät bzw. der Verpackung finden sich folgende Symbole:

### **Explanation of utilized symbols**

The following symbols are used on the device or on the packaging:

### **Explication des symboles utilisés**

Les symboles suivants figurent sur l'appareil ou sur l'emballage :

### **Explicación de los símbolos utilizados**

Sobre el aparato o sobre el embalaje se encuentran los siguientes símbolos:

### **Spiegazione dei simboli utilizzati**

Sull'apparecchio e/o sulla confezione sono presenti i seguenti simboli:

### **Förklaring av symboler som används**

På enheten eller på förpackningen hittar du följande symboler:

### **Verklaring van de gebruikte symbolen**

Op het apparaat resp. op de verpakking staan de volgende symbolen:

### **Forklaring af de anvendte symboler**

Følgende symboler findes på apparatet hhv. emballagen:

### **Käytettyjä symbolien selitys**

Laitteesta ja pakkauksesta löytyvät seuraavat symbolit:

### **Explicação dos símbolos utilizados**

Os símbolos seguintes são usados nos equipamentos ou nas suas embalagens:

<b>CE</b>	<p>CE-Kennzeichnung kennzeichnet die Übereinstimmung mit der Europäischen Medizinproduktierichtlinie 93/42 EWG.            The CE mark indicates that the product complies with the European medical device directive 93/42/EEC.            Le marquage CE indique la conformité à la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.            El marcado CE indica la conformidad con la directiva europea 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios.            Il marchio CE indica la conformità con la direttiva europea sui dispositivi medici 93/42 CEE.            CE-märkning markerar en överensstämmelse med det europeiska direktivet för medicinska produkter 93/42 EEG.            CE-markering duidt de overeenstemming aan met de Europese Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen 93/42 EEG.            CE-mærkningen angiver overensstemmelse med det europæiske direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr.            CE-merkintä tarkoittaa, että laite vastaa eurooppalaisten lääkinäillisiä laitteita koskevan standardin 93/42 ETY vaatimuksia.            O símbolo CE identifica a concordância com a Diretriz Européia para Dispositivos Médicos 93/42/CEE.</p>
	<p>Hersteller            Manufacturer            Fabricant            Fabricante            Produttore            Tillverkare            Fabrikant            Producent            Valmistaja            Fabricante</p>

	<p>Gebrauchsanweisung verbindlich befolgen.          (Hintergrundfarbe: blau, Vordergrundfarbe: weiß)          Follow instructions for use!          (Background color: blue, foreground color: white.)          Suivre le mode d'emploi.          (Couleur de fond : bleu ; couleur du premier plan : blanc)          Seguir obligatoriamente las instrucciones de uso.          (Color de fondo: azul, color de primer plano: blanco)          Attenersi obbligatoriamente alle istruzioni per l'uso.          (Colore dello sfondo: blu, colore in primo piano: bianco)          Bruksanvisningen ska alltid följas.          (Bakgrundsfärg: blå, förgrundsfärg: vit)          De gebruiksaanwijzing is bindend en dient gevuld te worden.          (achtergrondkleur: blauw, voorgrondkleur: wit)          Følg altid brugsanvisningen.          (Baggrundsfarve: Blå; forgrundsfarve: Hvid)          Käyttöohjetta on noudata tarkasti.          (Taustaväri: sininen, etualan väri: valkoinen)          Siga as instruções de uso!          (Cor do fundo: azul, cor de primeiro plano: branco)</p>
	<p>Einmalgebrauch          Single use only          Usage unique          Un solo uso          Monouso          För engångsbruk          Eenmalig gebruik          Engangsbrug          Kertakäyttöinen          Uso única</p> <p>Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.          Do not use if package is damaged.          Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.          No utilizar si el envase está dañado.          Non usare se la confezione è danneggiata.          Använd inte om förpackningen är skadad.          Niet gebruiken als de verpakking beschadigd.          Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget.          Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut.          Não utilizar se a embalagem está danificada.</p>

#### Manufacturer:

 HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG  
 Kientalstr. 7 · 82211 Herrsching · Germany  
[www.heine.com](http://www.heine.com)