

## Der Multifunktionsstimulator



... ein + an Lebensqualität



- 31 Programme für folgende Zielsetzungen fest installiert:
  - Muskelstimulation (EMS) – Schmerztherapie (TENS)
  - Inkontinenztherapie – Sport/Fitness/Regeneration
- Zusätzlich 3 mehrphasige Programme zur individuellen Konfiguration
- Digitales 2-Kanal-Gerät mit 4 Ausgängen für gleichzeitige Nutzung von bis zu 4 Elektrodenpaaren
- Alternierende oder synchrone Arbeit der beiden Kanäle
- Zeitwahl von 1 Min. – 10 Std. möglich
- Anzeige der verbleibenden Behandlungszeit
- Hohes Sicherheitsniveau zum Schutze des Nutzers
- Therapie- oder Trainingskontrolle als globale Übersicht oder detailliert für jede einzelne Sitzung der letzten 60 Behandlungstage
- Echtzeit-Uhr
- CE 0123

### MyoBravo vereint mehrere Nutzungsbereiche in einem Gerät:

Den Schwerpunkt bildet die Muskelstimulation. Hier sind sowohl Programme enthalten, die zur gezielten muskulären Rehabilitation eingesetzt werden, als auch solche, die zur Leistungssteigerung oder zu beschleunigter Regeneration im sportlichen Bereich beitragen können.

Für die Schmerztherapie stehen Programme in drei unterschiedlichen Modi (kontinuierlich, moduliert, Burst) zur Verfügung, die durch ein viertes Programm sinnvoll ergänzt werden, das eine Kombination aus zwei verschiedenen Modi enthält, um beide Ziele der TENS-Therapie – Blockade von Nervenbahnen und Steigerung der Endorphinausschüttung – in einem automatischen Ablauf zu erreichen.

Der Inkontinenzbereich beinhaltet mehrphasige Behandlungsformen sowohl für Stress- und Dranginkontinenz als auch für die Stuhl- und Mischinkontinenz.

Die frei zu gestaltenden Programme ermöglichen sehr komfortabel die Realisierung eigener Vorstellungen in allen genannten Bereichen. Selbstverständlich kann jedes individuell konfigurierte Programm jederzeit wieder geändert werden. Der Vorgang des Programmierens ist auch für Laien denkbar einfach.

### Technische Daten:

- Zwei isolierte, unabhängige Kanäle
- Impulsform: Symmetrisch, rechteckig, biphasisch (ohne Gleichstromanteil)
- Intensität: 0 – 90 mA
- Frequenz: 2 – 200 Hz
- Impulsweiten: 50 µs – 300 µs
- An- oder Abstiegszeiten: 0,1 – 9,9 sec.

### Geräte-Set:

- 1 MyoBravo
- 4 Verbindungskabel für die Elektrodenpaare/Sonde
- 4 Batterien Typ AA
- 1 Gebrauchsanleitung
- 1 Transportbehälter und
- 4 selbstklebende Elektroden (40 x 40 mm)
- 4 selbstklebende Elektroden (40 x 80 mm)  
= Artikelnummer 010E-004 oder
- 1 Vaginalsonde IncoProbe V + 1 Elektrodengel  
= Artikelnummer 010E-014 oder
- 1 Rektalsonde IncoProbe R + 1 Elektrodengel  
= Artikelnummer 010E-015