

HEINE mini-c

handgehaltene Untersuchungslampe

Kleine Größe. Große Leistung.
Und die Sicherheit im Auge.



**Robuste, langlebige Untersuchungsleuchte im kompakten Taschenformat.
Helles, konzentriertes Licht – jetzt neu mit einzigartiger LED^{HQ}.**

- ⚡ Sichere Augenuntersuchung dank getesteter photobiologischer Sicherheit.
- ⚡ Komfortabel und ergonomisch.
- ⚡ Natürliche Farben und praktisch unbegrenzte Lebensdauer dank der LED^{HQ}.
- ⚡ Automatische Abschaltung in der Tasche dank Halteclip mit Ein- / Ausschalter.
- ⚡ 20.000 Schaltzyklen garantiert.
- ⚡ Austauschbare Batterien (Größe: AAA).

Bestellinformation

Art.-Nr.

**HEINE mini-c
handgehaltene Untersuchungslampe mit Batterien**

D-008.73.109