

# TRACHEAL- & LARYNGEALTUBEN

Für jeden Einsatz den optimalen Tubus. Diesem Anspruch trägt RÜSCH mit einem außergewöhnlich umfangreichen und vielseitigen Tuben-Sortiment Rechnung.

Charakteristisch für alle RÜSCH Tuben ist das ausgezeichnete Verhältnis zwischen ID und OD. Hochwertige und medizinisch aufwändig getestete Materialien spiegeln unser hohes Qualitätsverständnis wider.

Schwarze Spitzen kennzeichnen die Trachealtuben für die Pädiatrie und unterstützen bei der sicheren trachealen Positionierung. Wie aus der Tabelle ersichtlich, variiert deren Länge je nach Größe.

LEBENSJAHR	TUBUS I.D.	SCHWARZE SPITZE
1.	2,0–3,5 mm	20 mm
2.–5.	4,0–5,0 mm	30/40 mm
6.–14.	5,5–6,5 mm	40 mm

## SUPER SAFETYCLEAR



**GLASKLARER TRACHEALTUBUS  
AUS PVC MIT NIEDERDRUCK-CUFF**  
nasal/oral

halb aufgeschobener Konnektor,  
Ventil für Luer und Luer-Lock-  
Spritzenansätze, eingezogene atrau-  
matische Spitze, durchgehende  
Röntgenlinie, schwarzer Markierungs-  
ring zur Kontrolle der Intubationstiefe,  
blauer Kontrollballon, graduiert

- steril
- latexfrei



### SUPER SAFETYCLEAR

**RÜSCH**

ART. NR.	BESTELLGRÖSSE/I.D.	O.D.	CUFF Ø	LÄNGE*	VE
112480, Magill	2,5 mm	4,0 mm	8,0 mm	160 mm	10
	3,0 mm	5,0 mm	8,0 mm	170 mm	
	3,5 mm	5,3 mm	8,0 mm	190 mm	
	4,0 mm	6,0 mm	10,5 mm	210 mm	
112482, Murphy, 1 Auge	4,5 mm	6,3 mm	10,5 mm	230 mm	
	5,0 mm	6,7 mm	13,0 mm	250 mm	
	5,5 mm	7,3 mm	16,5 mm	280 mm	
	6,0 mm	8,0 mm	18,5 mm	290 mm	
	6,5 mm	8,7 mm	20,5 mm	300 mm	
	7,0 mm	9,3 mm	24,0 mm	320 mm	
	7,5 mm	10,0 mm	26,0 mm	330 mm	
	8,0 mm	10,7 mm	26,0 mm	340 mm	
	8,5 mm	11,3 mm	28,0 mm	345 mm	
	9,0 mm	12,0 mm	28,0 mm	350 mm	
	9,5 mm	12,7 mm	29,0 mm	350 mm	
	10,0 mm	13,3 mm	29,0 mm	350 mm	

