

HARTMANN



OMNIFIX SILICONE

SANFT & SICHER



Komfort und Sicherheit für Ihre Patienten

Seit über 200 Jahren arbeitet HARTMANN zusammen mit Fachkräften in aller Welt daran, die Versorgung von Patienten mit chronischen und akuten Wunden zu verbessern.

**HARTMANN präsentiert:
hautfreundliche Fixierung
mit Omnifix Silicone.**



Ihre Herausforderung

Ob bei akuten oder chronischen Wunden, Wundauflagen müssen regelmäßig und rechtzeitig gewechselt werden. Ziel ist es, diesen Verbandwechsel für die Patientinnen und Patienten möglichst schmerzfrei zu gestalten, insbesondere bei Schmerzempfindlichkeit und vorgeschädigter Wundumgebungshaut.

Unsere Lösung

Omnifix Silicone ist hautfreundlich und lässt sich schmerzfrei entfernen. Es ermöglicht Ihnen und Ihren Patientinnen und Patienten auch beim Einsatz einer klebenden Fixierung schmerzarme Verbandwechsel. Das unterstützt die Adhärenz und ermöglicht Wundversorgung auf einem neuen Niveau.



OMNIFIX SILICONE

Die Lösung für Patienten mit empfindlicher oder geschädigter Haut



Schmerzfrei zu entfernen



Wasserdicht



Hautfreundlich



Einfach anzuwenden



Komfortabel



Haftet zuverlässig

OMNIFIX SILICONE


Die neue schmerzfremde und sichere Art, Wundauflagen zu fixieren

Applikationsfolie

Silikon-Haftschrift

Rückseite aus Vlies

PU-Folie



- ✓ **Atmungsaktiv**
bietet eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (MVTR) und ermöglicht eine atmungsaktive Fixierung
- ✓ **Rückstandslose Entfernung**
hinterlässt keine Rückstände auf der Haut
- ✓ **Schutz vor Bakterien**
bietet eine effektive Barriere gegen das Eindringen von Bakterien


OMNIFIX SILICONE

Komfortabel für Anwendende Komfortabel für Patientinnen und Patienten




Hautfreundlich

Lässt die Haut atmen und ist gut hautverträglich



Individuell anpassbar

Lässt sich beliebig in Form und Länge anpassen




Einfach anzulegen

Ermöglicht eine benutzungsfreundliche Anwendung



Anpassungsfähig

Passt sich gut an Körperformen an



Verklebt nicht

Die Klebefläche haftet nicht auf sich selbst

Klebende Fixierung für alle Fälle



Omniplast® Universell

strapazierfähiges Spulenpflaster
aus Textilmaterial



Omnisilk® Hautfreundlich

hautfreundliches Spulenpflaster
aus Kunstseide



Omnistrip® Sterile Wundnahtstreifen

Wundnahtstreifen für den
Primärverschluss von
kleinen Wunden und
chirurgischen Inzisionen



Omnifix Silicone Sanft & Sicher

schmerzfrei zu entfernen
und wasserdicht

NEU

HARTMANN
+



SPULEN- PFLASTER & WUNDNAHT- STREIFEN



Omnifilm® Wasserabweisend

Transparentes Spulenpflaster
aus porigem Filmmaterial



Omnipor® Komfortabel

atmungsaktives Spulenpflaster
aus Vliesmaterial



VOLL- FLÄCHIGE FIXIERUNG



Omnifix® Elastic Flexibel

anpassungsfähiges und
querelastisches Fixiervlies



Schutz vor Feuchtigkeit

transparenter Filmverband für
eine wasserdichte Fixierung

Sortimentsübersicht

| Produkt | Abmessungen | Packungsinhalt | Artikelnummer | PZN |
|------------------|-----------------|----------------|---------------|----------|
| Omnifix Silicone | 10cm x 2m | 1 Rolle | 900002 | 16830956 |
| | 10cm x 5m | 1 Rolle | 900001 | 16830933 |
| Omnisilk | 1,25 cm x 5 m | 1 Spule | 900430 | 11163538 |
| | 2,5 cm x 5 m | 1 Spule | 900431 | 11163544 |
| | 5 cm x 5 m | 1 Spule | 900432 | 11163550 |
| | 1,25 cm x 9,2 m | 1 Spule | 900418 | 11163509 |
| | 2,5 cm x 9,2 m | 1 Spule | 900419 | 11163515 |
| | 5 cm x 9,2 m | 1 Spule | 900420 | 11163521 |
| Omnistrip | 6 x 38 mm | 12 Stück | 540010 | 11126359 |
| | 6 x 76 mm | 6 Stück | 540020 | 11126365 |
| | 3 x 76 mm | 250 Stück | 540681 | 00761638 |
| | 6 x 38 mm | 300 Stück | 540682 | 00761644 |
| | 6 x 76 mm | 150 Stück | 540683 | 00761650 |
| | 6 x 101 mm | 500 Stück | 540684 | 00761667 |
| | 12 x 101 mm | 300 Stück | 540685 | 00761673 |
| | 25 x 127 mm | 200 Stück | 540686 | 00761696 |
| Omniplast | 1,25 cm x 5 m | 1 Spule | 900440 | 11163308 |
| | 2,5 cm x 5m | 1 Spule | 900467 | 16885874 |
| | 5 cm x 5 m | 6 Spulen | 900451 | 12380769 |
| | 1,25 cm x 9,2 m | 1 Spule | 900573 | 11163389 |
| | 1,25 cm x 9,2 m | 24 Spulen | 900452 | 12380775 |
| | 2,5 cm x 9,2 m | 1 Spulen | 900574 | 11163395 |
| | 2,5 cm x 9,2 m | 12 Spulen | 900453 | 12380781 |
| | 5 cm x 9,2 m | 1 Spulen | 900575 | 11163403 |
| | 5 cm x 9,2 m | 6 Spulen | 900454 | 12380798 |

| Produkt | Abmessungen | Packungsinhalt | Artikelnummer | PZN |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------|
| Omnifilm | 1,25 cm x 5 m | 1 Spule | 900433 | 11163248 |
| | 2,5 cm x 5 m | 1 Spule | 900434 | 11163254 |
| | 5 cm x 5 m | 1 Spule | 900435 | 11163260 |
| | 2,5 cm x 9,2 m | 12 Spulen | 900630 | 12380717 |
| Hydrofilm roll | 10cm x 2m | 1 Rolle | 685791 | 03536356 |
| | 5cm x 10m | 1 Rolle | 685790 | 03535925 |
| | 10cm x 10m | 1 Rolle | 685792 | 03536563 |
| | 15cm x 10m | 1 Rolle | 685793 | 03537522 |
| Omnifix elastic | 10cm x 2m | 1 Rolle | 900601 | 04377374 |
| | 10cm x 5m | 1 Rolle | 900660 | 16885839 |
| | 2,5 cm x 10 m | 2 Rollen | 900606 | 01316515 |
| | 5 cm x 10 m | 1 Rolle | 900602 | 00255579 |
| | 10 cm x 10 m | 1 Rolle | 900603 | 00255585 |
| | 15 cm x 10 m | 1 Rolle | 900604 | 00255616 |
| | 20 cm x 10 m | 1 Rolle | 900605 | 00255622 |
| | 30 cm x 10 m | 1 Rolle | 900607 | 01316509 |
| Omnipor | 1,25 cm x 5 m | 1 Spule | 900436 | 11163455 |
| | 2,5 cm x 5 m | 1 Spule | 900437 | 11163461 |
| | 2,5 cm x 5 m | 12 Spulen | 900543 | 12380812 |
| | 1,25 cm x 9,2 m | 1 Spule | 900424 | 11163426 |
| | 2,5 cm x 9,2 m | 1 Spule | 900425 | 11163432 |
| | 5 cm x 9,2 m | 1 Spule | 900426 | 11163449 |

HARTMANN



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim
Deutschland

Tel: +49 (0)7321 360
Fax: +49 (0)7321 36 36 36
Email: info@hartmann.info

(01/2022) 086338/8