



Körperwaage BW150

- Exakte und schnelle Messung
- Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Automatischer Start
- Messbereich bis 150 kg
- Anzeige des Körpergewichts in kg, lb oder st
- Hochpräzises DMS-Sensor-System
- Plattform aus gehärtetem Glas: 300 X 300 mm

Inhalt

- Körperwaage
- Batterien (2 x 3V CR 2032 Lithium)
- Bedienungsanleitung



PZN 14377197