

## HANDSCHUHHALTER SCHWARZ



HÖHE	ARTIKELNUMMER	FARBE
7,5 cm	9280	schwarz

### EIGENSCHAFTEN

<b>MATERIAL</b>	<i>Metall</i>
<b>FARBE</b>	<i>schwarz</i>
<b>LÄNGE</b>	<i>250 mm</i>
<b>BREITE</b>	<i>130 mm</i>
<b>HÖHE</b>	<i>75 mm</i>
<b>PRODUKTMERKMALE</b>	<i>inkl. Befestigungsmaterial, UNIGLOVES Latexhandschuhe, UNIGLOVES Nitrilhandschuhe, UNIGLOVES Vinylhandschuhe, zur Wandmontage</i>
<b>VERPACKUNGSIHALT</b>	<i>1 Halterung</i>
<b>VERSANDEINHEIT</b>	<i>1 Halterung</i>