



FORMAT BLUE

GRÖSSE	ARTIKELNUMMER
--------	---------------

S	6002
---	------

M	6003
---	------

L	6004
---	------

XL	6005
----	------



EIGENSCHAFTEN

MATERIAL	<i>Nitril</i>
----------	---------------

FARBE	<i>blau</i>
-------	-------------

LÄNGE	<i>240 mm</i>
-------	---------------

GRÖSSE	<i>S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0), XL (9,0 – 10)</i>
--------	---

PRODUKTMERKMALE	<i>innen & außen chloriniert, Farbleitsystem, mikrogeraute Handfläche, puderfrei, unsteril</i>
-----------------	--

AQL	<i>1.5</i>
-----	------------

NORMEN HANDSCHUHE	<i>EN 374, EN 455, T. 1-4, Lebensmittelecht, CE</i>
-------------------	---

VERPACKUNGSGEHALT	<i>Box à 100 Stück</i>
-------------------	------------------------

VERSANDEINHEIT

10 Boxen