



## OP-MUNDSCHUTZ - PROFIL PLUS

FARBE	ARTIKELNUMMER
-------	---------------

<i>blau</i>	2005 blue
<i>grün</i>	2005 green
<i>limette</i>	2005 lime
<i>orange</i>	2005 orange
<i>pink</i>	2005 pink
<i>violett</i>	2005 violet
<i>weiß</i>	2005 white
<i>gelb</i>	2005 yellow
<i>grey</i>	2005 grey <i>*NEW*</i>
<i>black</i>	2005 black <i>*NEW*</i>

[DOWNLOAD FLYER](#)



## EIGENSCHAFTEN

<b>MATERIAL MUNDSCHUTZ</b>	<u>Vlies</u>
<b>FARBE</b>	<u>grau, weiß, blau, gelb, grün, lime, orange, pink, schwarz, violett</u>
<b>TRAGESYSTEM</b>	<u>Ohrenschlaufe rund</u>
<b>PRODUKTMERKMALE</b>	<u>3-faches, glasfaserfreies Filtermedium, eingearbeiteter Nasenbügel, weiche, runde und hautfreundliche Elastikbänder, latexfrei, nickelfrei</u>
<b>NORMEN MUNDSCHUTZ</b>	<u>EN 14683 Typ II R, CE</u>
<b>VERPACKUNGSINHALT</b>	<u>Box à 50 Stück</u>
<b>VERSANDEINHEIT</b>	<u>10 Boxen</u>