

## Produktinformation

### melijekt Insulin-Pen-Tablett 3R-25 für 3 Insulin-Pens

Artikel-Nr.: 01725000

Verpackungseinheit: 1 Stück

Zolltarifnummer: 39269097

Hersteller: SCHWARZ Pflegesysteme



#### Beschreibung

mit Tablett-Einsatz, Rücksteckhilfe und Beschriftungsfolie Außenmaße: L 253 x B 253 x H 55 mm

#### Material

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)	Rücksteckhilfe
Polycarbonat (PC)	Tablett, Tablett-Einsatz
Polyvinylchlorid (PVC)	Beschriftungsfolie

#### Gewicht

Stück	0,35 kg
-------	---------

#### Aufbereitung und Wiederverwendung

ABS: Manuelle und maschinelle Reinigung und Desinfektion bis 65° C möglich.

PC: Manuelle und maschinelle Reinigung und Desinfektion kurzzeitig bis 150° C möglich.

PVC: Manuelle Reinigung und Desinfektion empfohlen.

HINWEIS: Das verwendete Reinigungs- und Desinfektionsmittel muss für das Produktmaterial geeignet sein. Sollte in Bezug auf die Verträglichkeit keine Klarheit bestehen, prüfen Sie das Datenblatt des Herstellers oder konsultieren Sie Ihren Fachberater für Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Für die Formulierung von Handlungsempfehlungen und Hygienekonzepten im Umgang mit der Aufbereitung kann im Qualitätsmanagement verankert werden, dass Mehrwegprodukt so lange im Zyklus aufbereitet werden können, bis sichtbare Verfärbungen, Eintrübungen, Risse an der Oberfläche oder gar Beschädigungen auftreten, danach sind diese zu ersetzen.