




Baby-Längenmessstab

5005

- ▶ Digital und analog ablesbar
- ▶ Einfache Handhabung, schnell und genau
- ▶ Holdfunktion: Der gemessene Wert bleibt angezeigt
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion



Eigenschaften

- ▶ Einfache Handhabung, schnell und genau
- ▶ Holdfunktion für ein bequemes Ablesen der Größe nach der Messung
- ▶ LC-Display, Ziffernhöhe 16 mm
- ▶ Inklusive Adapter zum Anbringen an die Babywaage 8352
- ▶ Auch ohne Waage verwendbar
- ▶ Einheiten in cm oder ft./inch
- ▶ Ziffersschritt ablesbar in mm, ft./inch
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Batteriebetrieb mit zwei Mignon Batterien 1,5 V AAA (im Lieferumfang enthalten)

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Ziffersschritt mm	Messbereich cm
5005.11.001 Baby- Längenmessstab für 8352	Nein	1	35 - 80
5005.11.003 Baby-Längenmessstab für 6752	Nein	1	35-80
