



Rollstuhlwaage Konformitätsbewertet

6708

- ▶ Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- ▶ Plattform mit integrierten Auffahrampen
- ▶ Inklusive klappbarem Geländer, weiß lackiert
- ▶ Transportabel durch zwei integrierte Rollen und Haltegriff
- ▶ Akku- und Netzteilbetrieb



Eigenschaften

- ▶ Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- ▶ Plattform mit integrierten Auffahrrampen
- ▶ Inklusive klappbarem Geländer, weiß lackiert
- ▶ Durchfahrbreite: 760 mm
- ▶ Terminal mit Kunststoffgehäuse
- ▶ Beleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe: 20 mm
- ▶ Transportabel durch zwei integrierte Rollen und Haltegriff
- ▶ Funktionen: Wiegen, Trieren, Hold, BMI
- ▶ Batteriestandsanzeige (Batteriesymbol im Display)
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Einheiten in kg
- ▶ Akku- und Netzteilbetrieb 100 - 240 V, 50-60 Hz (im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Integrierte Schnittstellen RS232 und USB, zum Anschluss eines PC

Produkte

Bestellnummer	Konf.bew.	Ziffersschritt	Höchstlast	Plattformgröße	Produktgewicht
Ausführung		g	kg	mm	kg
6708.01.502	Ja	100	300	970x840x82	46
Rollstuhlwaage					
