




Personenwaage konformitätsbewertet

6710

- ▶ Modell 6710: Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- ▶ Große Trittfläche: 375 x 375 mm
- ▶ Reinigungsfreundliche Oberfläche
- ▶ Anzeige von Gewicht und BMI
- ▶ Integrierte Schnittstellen RS232 und USB, zum Anschluss eines PC



Eigenschaften

- ▶ Modell 6710: Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- ▶ Große Trittfläche: 375 x 375 mm
- ▶ Reinigungsfreundliche Oberfläche
- ▶ Terminal mit Kunststoffgehäuse
- ▶ Kabellänge Plattform zu Terminal: 1,8 m
- ▶ Beleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe: 20 mm
- ▶ Anzeige von Gewicht und BMI
- ▶ Integrierte Schnittstellen RS232 und USB, zum Anschluss eines PC
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Batteriebetrieb mit 6 x AA Batterien und Netzteilbetrieb 100 - 240 V, 50 - 60 Hz möglich (beides im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung

Nicht zur Lieferung nach Frankreich!

Produkte

Bestellnummer	Konf.bew.	Ziffernschritt	Höchstlast
Ausführung		g	kg
6710.01.002	Nein	100	250
Personal scale			