



Personenwaage mit Stativ konformitätsbewertet

6730

- ▶ Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- ▶ Beleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe: 20 mm
- ▶ Anzeige von Gewicht und BMI
- ▶ Batteriebetrieb und Netzteilbetrieb
- ▶ Einfacher Transport zum Patienten



Eigenschaften

- ▶ Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- ▶ Große Trittfläche: 374 x 374 mm
- ▶ Reinigungsfreundliche Oberfläche
- ▶ Beleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe: 20 mm
- ▶ Automatische Berechnung des BMI durch Eingabe der Körpergröße und den ermittelten Gewichtswert
- ▶ Anzeige von Gewicht und BMI
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Batteriebetrieb mit 6 x AA Batterien und Netzteilbetrieb 100 - 240 V, 50 - 60 Hz möglich (beides im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Einfacher Transport zum Patienten durch zwei Rollen und einen Griff auf der Rückseite des Stativs
- ▶ Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- ▶ Integrierte Schnittstellen RS232 und USB, zum Anschluss eines PC

Produkte

Bestellnummer	Konf.bew.	Ziffersschritt	Höchstlast
Ausführung		g	kg
6730.01.002	Ja	100	250
Personenwaage mit Stativ			
