



Babywaage "Neo" konformitätsbewertet

6752

- ▶ Modell 6752: Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- ▶ Besonders kleiner Ziffernschritt 5 g
- ▶ Leicht ablesbares LC-Display mit 20 mm hohen Ziffern und Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Integrierte Längenskala in der Wägeschale
- ▶ Akku- und Netzteilmetrieb



Eigenschaften

- ▶ Modell 6752: Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- ▶ Besonders kleiner Ziffernschritt 5 g
- ▶ Leicht ablesbares LC-Display mit 20 mm hohen Ziffern und Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- ▶ Tarahandeingabe über die Tarataste möglich
- ▶ Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- ▶ Integrierte Schnittstelle RS232 und USB, zum Anschluss eines PC
- ▶ Integrierte Längenskala in der Wägeschale (Messbereich: 0 - 60 cm, Einheiten in 0,25 cm Schritten)
- ▶ Material Wägeschale: Acryl
- ▶ Einheiten in kg
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Akku- und Netzteilbetrieb 100 - 240 V, 50-60 Hz (im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Batteriestatusanzeige

Produkte

Bestellnummer	Konf.bew.	Ziffernschritt	Höchstlast
Ausführung		g	kg
6752.01.002	Ja	5	15
Babywaage "Neo" konformitätsbewertet			

Zubehör

Bestellnummer		Beschreibung
Ausführung		
5005.11.001		Baby-Längenmessstab
2550.03.022		USB-Datenkabel, Kabellänge 3 m

