



Stuhlwaage

6802

- ▶ Ergonomisch geformter Sitz, einfach zu reinigen
- ▶ Klappbare Armlehnen und Fußstütze
- ▶ BMI-Funktion
- ▶ Vier hochbelastbare Lenkrollen mit Feststellbremsen vorne und hinten



Eigenschaften

- ▶ Ergonomisch geformter Sitz, einfach zu reinigen
- ▶ Abmessungen Sitzschale: 430 x 420 x 80 mm
- ▶ Sitzhöhe: ca. 54 cm
- ▶ Klappbare Armlehnen und Fußstütze
- ▶ Großes LC-Display mit Beleuchtung, Ziffernhöhe: 20 mm
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Akku- und Netzteilbetrieb 100 - 240 V, 50-60 Hz (im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- ▶ Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- ▶ BMI-Funktion: Automatische Berechnung des BMI durch Eingabe der Körpergröße und dem ermittelten Gewichtswert
- ▶ Vier hochbelastbare Lenkrollen mit Feststellbremsen vorne und hinten
- ▶ Einheiten in kg
- ▶ Integrierte Schnittstellen RS232 und USB, zum Anschluss eines PC

Nicht zur Lieferung nach Frankreich!

Produkte

Bestellnummer	Konf.bew.	Ziffernschritt	Höchstlast
Ausführung		g	kg
6802.01.402	Nein	100	300
Chair weigher			
