



Stehhilfewaage

6803

- ▶ Edelstahlhandläufe mit gepolsterten Griffen
- ▶ Vier Stellfüße zur Nivellierung und Stabilisation der Waage
- ▶ Funktionen: Wiegen, Trieren, Hold, BMI
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion

Eigenschaften

- ▶ Pulverbeschichtetes Untergestell, Plattform aus Edelstahl
- ▶ Terminal mit Aluminiumgehäuse
- ▶ Großes LC-Display, Ziffernhöhe 25,4 mm
- ▶ Edelstahlhandläufe mit gepolsterten Griffen
- ▶ Vier Stellfüße zur Nivellierung und Stabilisation der Waage
- ▶ Einfacher Transport zum Patienten durch zwei Rollen
- ▶ Funktionen: Wiegen, Trieren, Hold, BMI
- ▶ Batteriestandsanzeige (Batteriesymbol im Display)
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Einheiten in kg, lb oder lb:oz
- ▶ Serielle RS 232- und USB-Schnittstelle
- ▶ Batteriebetrieb mit vier Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Netzteilbetrieb optional (siehe Zubehör)

Produkte

Bestellnummer	Konf.bew.	Zifferschnitt	Höchstlast
Ausführung		g	kg
6803.01.001	Nein	100	300
Personenwaage mit Stützgeländer			

Zubehör

Bestellnummer

Ausführung

Beschreibung

5908.09.001

Steckernetzteil 9V / 2A

2550.03.014

Datenkabel RS 232 PC/EDV 3 m
