



# Personenwaage

6810

- ▶ Große Trittpläche: 375 x 375 mm
- ▶ Reinigungsfreundliche Oberfläche
- ▶ Anzeige von Gewicht und BMI
- ▶ Integrierte Schnittstellen RS232 und USB, zum Anschluss eines PC



## Eigenschaften

---

- ▶ Große Trittläche: 375 x 375 mm
- ▶ Reinigungsfreundliche Oberfläche
- ▶ Terminal mit Kunststoffgehäuse
- ▶ Kabellänge Plattform zu Terminal: 1,8 m
- ▶ Beleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe: 20 mm
- ▶ Anzeige von Gewicht und BMI
- ▶ Integrierte Schnittstellen RS232 und USB, zum Anschluss eines PC
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Batteriebetrieb mit 6 x AA Batterien und Netzteilbetrieb 100 - 240 V, 50 - 60 Hz möglich (beides im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung

**Nicht zur Lieferung nach Frankreich!**

## Produkte

---

Bestellnummer	Konf.bew.	Ziffersschritt	Höchstlast
Ausführung		g	g
<b>6810.01.002</b>	Ja	100	250
Personal scale			

---