



Personenwaage mit Stativ

6830

Beleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe: 20 mm
Anzeige von Gewicht und BMI
Batteriebetrieb und Netzteilbetrieb
Einfacher Transport zum Patienten



Eigenschaften

Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m

Große Trittfläche: 374 x 374 mm

Reinigungsfreundliche Oberfläche

Beleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe: 20 mm

Automatische Berechnung des BMI durch Eingabe der Körpergröße und den ermittelten Gewichtswert

Anzeige von Gewicht und BMI

Energiesparende Auto-Off-Funktion

Batteriebetrieb mit 6 x AA Batterien und Netzteilbetrieb 100 - 240 V, 50 - 60 Hz möglich (beides im Lieferumfang enthalten)

Einfacher Transport zum Patienten durch zwei Rollen und einen Griff auf der Rückseite des Stativs

Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung

Integrierte Schnittstellen RS232 und USB, zum Anschluss eines PC

Nicht zur Lieferung nach Frankreich!

Produkte

Bestellnummer	Konf.bew.	Ziffernschritt	Höchstlast
Ausführung		g	kg
6830.01.002	Nein	100	250
Personenwaage mit Stativ			
