



Babywaage "Neo"

6852

Besonders kleiner Zifferschnitt 5 g
Leicht ablesbares LC-Display mit 20 mm hohen Ziffern und Hintergrundbeleuchtung
Integrierte Längenskala in der Wägeschale
Akku- und Netzteilbetrieb



Eigenschaften

- Besonders kleiner Ziffernschritt 5 g
- Leicht ablesbares LC-Display mit 20 mm hohen Ziffern und Hintergrundbeleuchtung
- Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- Tarahandeingabe über die Tarataste möglich
- Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- Integrierte Schnittstelle RS232 und USB, zum Anschluss eines PC
- Integrierte Längenskala in der Wägeschale (Messbereich: 0 - 60 cm, Einheiten in 0,25 cm Schritten)
- Material Wägeschale: Acryl
- Einheiten in kg
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Akku- und Netzteilbetrieb 100 - 240 V, 50-60 Hz (im Lieferumfang enthalten)
- Batteriestatusanzeige

Produkte

Bestellnummer	Konf.bew.	Ziffernschritt	Höchstlast
Ausführung		g	kg
6852.01.002	Nein	5	15
Babywaage "Neo"			

Zubehör

Bestellnummer

Ausführung

Beschreibung

5005.11.001



Baby-Längenmessstab

2550.03.022

USB-Datenkabel, Kabellänge 3 m
