


Produktinformation

SAM - (super absorbierende Matte)



Produkt:

SAM - die super absorbierende Matte

Anwendungsgebiet:


Operationen mit Flüssigkeitsaufkommen

Funktion:

Aufsaugen von kontaminierter Flüssigkeit

Features

1. Maße: 75 x 36 cm
2. beidseitig absorbierende Bodenmatte
3. Supercore-Saugkern speichert Flüssigkeit hygienisch und sicher
4. ohne Klebstoff und Bindemittel
5. nimmt 7 l destilliertes Wasser oder 3 l Spülflüssigkeit auf



Bestell-Information | SAM

Produkt	Größen	Artikel-Nummer
SAM (100Stk.)	75x36 cm	CM-LMS07500360-632