



GEMINO



GEMINO 30
carbon

GEMINO 30M
carbon

Ein Rollator ist eine gute Möglichkeit, die Unabhängigkeit zu bewahren und einen aktiven Lebensstil zu führen. Menschen, die ein wenig Unterstützung beim Gleichgewicht benötigen und sich oft hinsetzen müssen, können von einem Rollator profitieren. Rollatoren helfen (Ihnen) bei der Fortbewegung, indem sie körperliche Unterstützung, Sicherheit und Stabilität bieten. Sie sind ideal für Senioren oder jüngere Menschen, insbesondere nach Verletzungen oder mit gesundheitlichen Einschränkungen.



GEMINO 30 Carbon

Der Premium Carbon Rollator für einen aktiven Lebensstil

Der Gemino 30 Carbon Rollator ist **federleicht** und verfügt über ein **patentiertes Falt-Klick-System** und ein elegantes Design. Dank des geringen Gewichts lässt sich der Rollator für den Transport oder die Lagerung sehr leicht anheben und ist auch in engen Räumen sehr wendig. Das macht den Gemino 30 Carbon zu einem perfekten Begleiter für den Alltag und auch für Reisen.

Carbon ist extrem fest und stabil

und dennoch leicht und wird daher überall dort eingesetzt, wo hohe Anforderungen an das Produkt gestellt werden. Trotz des sehr geringen Gewichts ist der Rollator extrem stabil und bietet immer ein sicheres Rollerlebnis im Innen- und Außenbereich - Kopfsteinpflaster oder unebene Wege sind kein Problem.



// PATENTIERTES FALT-KLICK-SYSTEM

Dank des patentierten Falt-Klick-Systems lässt sich der Gemini 30 Carbon auf ein kompaktes Maß zusammenfalten und **automatisch** einrasten. Zusammen mit dem geringen Gewicht kann er leicht angehoben und verstaut werden - bei Bedarf auch mit nur einer Hand.

// RÄDER DIE DEN UNTERSCHIED MACHEN

Die großen Räder ermöglichen bequemes Gehen - auf jedem Terrain.



// ANATOMISCH GEFORMTE HANDGRIFFE

Ergonomisch geformte Handgriffe bieten zusätzlichen Komfort und ein sicheres Gefühl für den Halt beim Gehen.

// HÖHENVERSTELLBARE SCHIEBEGRIFFE

Die einfache Höhenverstellung sorgt für eine aufrechte Haltung und minimiert Fehlstellungen.



// MEHR SITZFLÄCHE

Breite parallele Frontrohre bieten ungehinderten Raum für bequemes Sitzen.

// VIEL PLATZ FÜR EINKÄUFE & CO.

Viel zu transportieren? Die moderne Netztasche lässt sich leicht mit einer Hand öffnen, bietet viel Platz für Einkäufe und trägt bis zu 5 kg.

Ein treuer Begleiter für drinnen und draußen.

Enge Räume? Mit einer Breite von nur 800 mm, können Sie sich in engen und kleinen Räumen bewegen. Durch teilweises Zusammenklappen des Rollators können Sie auch in noch engeren Räumen sicher manövrieren.



Sie brauchen eine Pause? Der eingebaute Sitz in Kombination mit der Rückenlehne und dem breiten Platz ermöglicht bei Bedarf eine bequeme Sitzpause. Einfach zurücklehnen und entspannen.



PRAKTISCHES ZUBEHÖR FÜR SIE

Die Rollatoren von Gemino sind nicht nur leicht einzustellen, sie werden auch mit einer ganzen Reihe attraktiver Zubehörteile angeboten, die Ihnen den Alltag erleichtern. Wählen Sie die Optionen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen: eine elegante Tasche, einen praktischen Stockhalter oder eine bequeme Rückenstütze.

// MODERNE TASCHEN MIT VIELEN FARBEN

Ergänzen Sie Ihr Gemino mit einer eleganten, verschließbaren Tasche in Ihrer Lieblingsfarbe. Mit Griffen und Schulterriemen zum einfachen Tragen.



- Anbringen und Entfernen mit einem Klick. Einfache Einhandbedienung.



schwarz



Alcantara schwarz



graphitgrau



mintgrün



rot



blau



grün



pink





// RÜCKENUNTERSTÜTZUNG

Bietet Ihnen Unterstützung, um bequem und sicher zu sitzen, wenn es Zeit ist, eine Pause zu machen. Muss beim Zusammenklappen des Rollators nicht entfernt werden.



// VERSTELLBARE KOMFORTRÜCKENSTÜTZE

Für zusätzlichen Komfort wählen Sie diese große, weich gepolsterte Rückenstütze. Schnell einstellbar und leicht mit dem Rollator zusammenlegbar.



// TABLETT

Das praktische Tablett mit Getränkehalter ermöglicht den sicheren und bequemen Transport von Speisen und Getränken.



// STOCKHALTER

Hält Ihre Krücke oder Ihren Gehstock beim Gehen sicher fest. Einfach zu montieren, leicht zugänglich.



// UNIVERSALHALTERUNG

Geeignet für die Anbringung von persönlichen Accessoires Ihrer Wahl.



// LICHT

Sorgt dafür, dass Sie im Dunkeln gut sichtbar sind - für zusätzliche Sicherheit.



// EINHANDBREMSE

Bequeme und sichere Bedienung mit einer Hand.



// UMKEHRBREMSE

Der Rollator bleibt sofort stehen, wenn die Bremse gelöst wird.

Technische Daten

GEMINO 30 Carbon // ROLLATOR

		Gemino 30 Carbon	Gemino 30M Carbon
Gesamthöhe	mm	780 - 1000	730 - 880
Gesamtlänge	mm	850	850
Gesamtbreite	mm	600	600
Breite zwischen den Schiebegriffen (Sitzbreite)	mm	470	470
Sitzhöhe	mm	620	550
Gesamthöhe zusammengefaltet	mm	800	760
Gesamtlänge zusammengefaltet	mm	650	650
Gesamtbreite zusammengefaltet	mm	230	230
Wendekreis	mm	840	840
Vorder-/ Hinterräder	mm	200 x 36	200 x 36
Gesamtgewicht ohne Korb	kg	5,6	5,4
Gewicht Standardkorb	kg	0,3	0,3
Max. Zuladung	kg	150	130
Max. Traglast im Korb	kg	5	5
Empfohlene Größe des Benutzers	mm	1500 - 2000	1350 - 1700



Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellformular. Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical. Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf www.Sunrise-Medical.de zur Verfügung.



Sunrise Medical GmbH
 Kahlbachring 2-4
 69254 Malsch/HD
 Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0
 Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222
 E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de

