



Flexibler Flaschenhalter zur einfachen Montage an Rohrrahmen.

Point of Care Halter

Unser Plus:

- Hochflexibel einsetzbar
- Für die Befestigung an horizontalen und vertikalen Rohrrahmen
- Kann nahezu stufenlos montiert werden
- Mit Anti-Rutsch-Oberfläche für optimalen Halt
- Stabiles und reißfestes Material
- Thermisch aufbereitbar bis 60°C

Anwendungsgebiete

- Der Halter ermöglicht die Bereitstellung von Händedesinfektionsmittel direkt am Point of Care
- Geeignet für die Verwendung von 500ml hyclick®-Flaschen und 500 ml-Flaschen mit separat aufschraubbarer Pumpe
- Schnell montierbar an horizontalen und vertikalen Rohrrahmen (bspw. Patientenbett) mit einem Durchmesser von Ø 18 – 40 mm
- Wischdesinfizierbar bspw. mit den mikrocid® universal wipes *green line* bzw. thermisch aufbereitbar bis 60°C (z.B. mit thermosept® X-tra enzymatic cleaner)



Point of Care Halter

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
Point of Care Halter 500 ml	10 / Karton	70004118

Verwandte Produkte

- desderman®
- desmanol® care

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Informationen

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:

Application Department

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.



schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 40 52100-0
Fax +49 40 52100-318
www.schuelke.com
info@schuelke.com