

**HARTMANN**



Hilft. Pflegt. Schützt.

# Peha-soft® Nitrile Blue



**+** Vielseitig verwendbar:  
Doppelte Zertifizierung  
(Medizinprodukt, Persönliche  
Schutzausrüstung)

**+** Optimaler Tragekomfort

**NEU**  
100 Stück  
Packung



[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

# Peha-soft® Nitrile Blue

Der Basis-Allrounder für Pflege, Untersuchungstätigkeiten und Küche



## Produkteigenschaften

- Aus hellblauem, weichem Nitrilkautschuk
- Texturierter Fingerbereich
- Puderfrei
- Geringes Allergiepotenzial: frei von Thiuramen und Mercapto-Verbindungen
- Optimaler Tragekomfort
- Gutes Tastempfinden
- Leicht anzuziehen
- Hohe Qualität (AQL ≤ 1)



## Schutzfunktionen

- Qualifiziert als Medizinprodukt Klasse I (EN 455/1-4)
- Qualifiziert als persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III
- Beständig gegen verschiedene Chemikalien und Schutz vor pathogenen Keimen und Viren



## Anwendungsgebiete

- Geeignet für den Einsatz in Küchen und Umgang mit Lebensmitteln
- Für Reinigung und Desinfektionen
- Für pflegerische Tätigkeiten und Untersuchungen

Größe	Artikelnummer	PZN	Menge Faltschachtel (FS)	Menge OK	Menge Palette
XS	942 025	19488062	100 ST	10 FS	70 OK / 700 FS
S	942 026	19488079	100 ST	10 FS	70 OK / 700 FS
M	942 027	19488085	100 ST	10 FS	70 OK / 700 FS
L	942 028	19488091	100 ST	10 FS	70 OK / 700 FS
XL	942 029	19488116	100 ST	10 FS	70 OK / 700 FS



Hilft. Pflegt. Schützt.