



# **Classic (110\*)**

## Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Latex Latex • gepudert • unsteril • weiß

### Spezifikationen:

Material: Hochwertiges

Naturlatex

Puder: Absorbierbare

Maisstärke

Manschette: Umbördelt Design: Beidhändig Oberfläche: Glatt Farbe: Weiß

Qualitätssicherung: EN 455 Teil 1-4, EN ISO 13485: 2016

### Artikelnummer und Größe:

1101 | Extra Small

1102 | Small

1103 | Medium

1104 | Large

1105 | Extra Large

#### Verpackung:

100 Stück pro Box 10 Boxen pro Karton

## Klassifikation:







## **⊘** Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf Fehler	G-1	2,5

### ⟨ Maße

ArtNr.	1101	1102	1103	1104	1105
Größe	XS = 5-6	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9	XL = 9-10
Breite	76±3mm	84±3mm	94±3mm	105±3mm	113±3mm
Länge	≥240 mm	≥240 mm	≥240 mm	≥240 mm	≥ 240 mm

## **♡** Materialstärke

Messpunkte	Eine Lage (mm)
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0.10± 0.02
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0.11 ± 0.02

## C Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Reißdehnung (%)	650	500
Elastizitätsmodul (MPa)	18	14

## **Hinweis**

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.





