


SAMPLE: See how it looks


MONOCLIX-SOFT

BLUTLANZETTEN BLOOD LANCETS



28 G
0.36 MM

MONOCLIX-SOFT



28 G
0.36 MM

200 BLOOD LANCETS FOR CAPILLARY BLOOD SAMPLING

For finger blood sampling. Fit to most lancet devices. Special tri-bevel point tip for proper blood droplet with low trauma and pain.

nen | Blood lancets for capillary blood sampling. Fits on most lancet devices. Special tri-bevel point tip for optimal blood collection with minimal trauma and pain. **Caution:** The lancet is sterile if the protective cap is intact. Do not use if the seal has been damaged or broken. Do not store lancets in lancet devices. **Application:** Load your lancet device and twist off the protective cap. Consult the instructions for use of your lancet device. Discard used lancets responsibly.

nl | Bloedlancetten voor capillaire bloedname. Past op de meeste bloedafnameapparaten. Met speciale slijping voor optimale bloedafname met minimaal trauma en pijn. **Attentie!** Het lancet is steriel als het beschermkapje intact is. Niet gebruiken indien de beschermkap beschadigd of gebroken is. Bewaar lancetten niet in prikapparatuur. **Toepassing:** Steek het lancet in het prikapparaat. Draai de gebruiksaanwijzing van uw prikapparaat. Gooi gebruikte lancetten op de juiste manier weg.

fr | Lancettes pour le prélèvement sanguin capillaire. Convient à la plupart des dispositifs de prélèvement sanguin. Avec un biseau spécial pour un at-

tention! La lancette est stérile lorsque le capuchon protecteur est intact. N'utilisez pas, si le capuchon protecteur est endommagé ou cassé. Ne rangez pas les lancettes dans des autoéprouvettes. **Application:** Insérer la lancette dans des

tation de votre autoéprouvette. Éliminez les lancettes usagées de manière appropriée.

HIER ÖFFNEN – OPEN HERE!
HIER OPENEN – OUVREZ ICI


200
BLUTLANZETTEN
BLOOD LANCETS

MONOCLIX-SOFT

MONOGLIX-SOFT

200 BLUTLANZETTEN FÜR KAPILLARBLUTENTNAHME

Zur Gewinnung von Blutproben aus dem Finger. Passen auf die meisten Blutentnahmen. Mit Spezialschiff für die optimale Blutentnahme bei geringstem Trauma und Schmerz.



28G
0.36MM