

# KERN MBC 15K2DM

Formschöne Babywaage mit Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik, optional mit Eichung

**KERN®**

## Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Modell-Artikel-Code    | MBC 15K2DM       |
| Modell-Reihe           | MBC              |
| Sortiment              | KERN             |
| Produkt Segment        | Medizinprodukte  |
| Produktgruppe          | Babywaagen (1)   |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel     |
| EAN-Code (Modell)      | 4045761192935    |
| Vorgängermodell        | MBC 15K2DM-2017a |
| Geplanter Starttermin  | 2017-2HJ         |
| Zolltarifnummer        | 84231090         |
| CE Label               | Ja               |

## Technische Daten - Primär

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Wägekapazität | 6 kg; 15 kg        |
| Ablesbarkeit  | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Eichwert (e)  | 0,002 kg; 0,005 kg |

## Technische Daten - Konstruktion

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Material-Wägeplatte              | Kunststoff     |
| Libelle                          | Ja             |
| Wägefläche (d)                   | 600×276 mm     |
| Abmessungen der Wägeplatte (B×T) | 600×276 mm     |
| Abmessungen komplett montiert    | 600×410×112 mm |
| Material Gehäuse                 | Kunststoff     |

## Technische Daten - Anzeige

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Höhe des Displays | 25 mm |
|-------------------|-------|

## Technische Daten - Spannungsversorgung

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Batterie                                  | 6×1.5 V AA                |
| Betriebszeit                              | 20 h                      |
| Netzadapter/Adapter enthalten             | CH;EURO;UK                |
| Aufladezeit                               | 12 h                      |
| Eingangsspannung                          | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus) | 40 h                      |
| Wiederaufladbare Batterie                 | Akku optional - intern    |

## Technische Daten - Messsystem

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Kalibrierungsmethode       | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität                 | ± 0,002 kg; 0,005 kg            |
| Empfohlenes Justiergewicht | 15 kg (M1)                      |
| Reproduzierbarkeit         | 0,002 kg; 0,005 kg              |
| Wägeeinheiten              | Kg                              |
| Wägesystem                 | Dehnungsmessstreifen            |

## Technische Daten - Umweltbedingungen

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Maximale Luftfeuchtigkeit    | 80 %   |
| Maximale Betriebstemperatur  | 40 °C  |
| Minimale Umgebungstemperatur | -10 °C |

## Technische Daten - Verpackung & Versand

# KERN MBC 15K2DM

Formschöne Babywaage mit Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik, optional mit Eichung



|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 480×654×177 mm |
|--------------------------------|----------------|

|               |      |
|---------------|------|
| Bruttogewicht | 6 kg |
|---------------|------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 4,6 kg |
|--------------|--------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Versandart | Paketdienst |
|------------|-------------|

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton | 301 g |
|------------------------------------------------|-------|

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 752,5 g |
|----------------------------------------------------|---------|

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor | 1204 g |
|--------------------------------------------------|--------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Lieferzeiten | 1 d |
|--------------|-----|

## Technische Daten - Verifizierung

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Mindestlast (Min) | 0,04 kg; 0,1 kg |
|-------------------|-----------------|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Eichung durch KERN möglich | Ja |
|----------------------------|----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Eichgültigkeitsklasse | III |
|-----------------------|-----|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Medizinische Zulassung 93/42/EWG | Ja |
|----------------------------------|----|

|            |    |
|------------|----|
| MPG-Klasse | 1m |
|------------|----|

|          |           |
|----------|-----------|
| CND-Code | Z12080402 |
|----------|-----------|

|           |       |
|-----------|-------|
| GMDN-Code | 35324 |
|-----------|-------|

## Optionale Dienstleistungen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| DAkkS Kalibrierung | 963-128 |
|--------------------|---------|

|         |          |
|---------|----------|
| Eichung | 965-128. |
|---------|----------|

## Funktionen

### Standard



### Option



### Factory

