

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN MBC-A01

Datum: 19.09.2025

DEUTSCH



Mechanischer Größenmessstab zum Befestigen an der Waage, Messbereich 10 cm – 80 cm, Teilung 1 mm

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

Mechanischer Größenmessstab MBC-A01

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	MBC-A01
Modell-Reihe	MBC
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Körpergröße Messung
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1133624
Zolltarifnummer	84239010
CE Label	yes

Technische Daten - Primär

Messbereich	80 cm
Ablesung	1 mm

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen (B×T×H)	900×465×180 mm
---------------------	----------------

Technische Daten - Messsystem

Messbereich	80 cm
Ablesung	1 mm
Min Länge	10 cm
Gerätetyp	mechanisch
Einheiten	cm;inch;inch/ft

Toleranz Länge 5 mm

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	180×890×140 mm
Bruttogewicht	1,4 kg
Nettogewicht	0,80 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	300,65 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	300,65 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

MPG-Klasse	1m
GMDN-Code	37001

FUNKTIONEN

Standard



ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
RMBC-9001	Abdeckung RMBC-9001

DEUTSCH