

Peha®-Lastotel

Allgemeine Produktbeschreibung/Zweckbestimmung

Peha®-Lastotel ist eine nicht-kohäsive Fixierbinde aus Bindengewebe. Die Binde besteht aus 41 % Viskose und 59 % Polyamid. Das wirkstofffreie Produkt ist in unterschiedlichen Breiten und Längen verfügbar. Die Peha®-Lastotel-Binde ist ein unsteriles Medizinprodukt zum Einmalgebrauch und kann von medizinischen Fachkräften sowie eingewiesenen Laien im klinischen und häuslichen Umfeld angewendet werden. Sie kann zur Fixierung von Primär- und Sekundärverbänden auch langfristig auf intakter Haut beim Menschen angewendet werden.

Anwendung/Indikation

Aufgrund ihrer konkreten Bindengewebestruktur ist die Peha®-Lastotel-Binde zur Fixierung von Primär- und Sekundärverbänden geeignet. Die Binde ist elastisch.

Artikelnummern

REF	Name	Größe	Binden je Faltschachtel	Einzel verpackt
310100	Peha®-Lastotel®	4 cm x 4 m	20	Ja
310101	Peha®-Lastotel®	6 cm x 4 m	20	Ja
310102	Peha®-Lastotel®	8 cm x 4 m	20	Ja
310103	Peha®-Lastotel®	10 cm x 4 m	20	Ja
310104	Peha®-Lastotel®	12 cm x 4 m	20	Ja
310110	Peha®-Lastotel®	4 cm x 4 m	20	Nein
310111	Peha®-Lastotel®	6 cm x 4 m	20	Nein
310112	Peha®-Lastotel®	8 cm x 4 m	20	Nein
310113	Peha®-Lastotel®	10 cm x 4 m	20	Nein
310114	Peha®-Lastotel®	12 cm x 4 m	20	Nein
310121	Peha®-Lastotel®	6 cm x 4 m	100	Nein
310122	Peha®-Lastotel®	8 cm x 4 m	100	Nein
310123	Peha®-Lastotel®	10 cm x 4 m	100	Nein
310125	Peha®-Lastotel®	10 cm x 8 m	50	Nein

Restrisiken

Es wurden keine verbleibenden Restrisiken ermittelt.

Gegenanzeigen

Patienten mit Unverträglichkeit gegenüber den im Produkt verwendeten Materialien oder bei Druck durch das Produkt.

Peha®-Lastotel

Unerwünschte Nebenwirkungen

Nicht bekannt.

Produkt zum Einmalgebrauch

Die Wiederverwendung eines für den Einmalgebrauch vorgesehenen Medizinprodukts ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen. Weitere Informationen auf Anfrage.

Produktentsorgung

Um das Risiko potentieller Infektionsgefahren oder einer Umweltverschmutzung zu minimieren, sollten die Wegwerfkomponenten von Peha®-Lastotel gemäß geltenden lokalen Gesetzen, Verordnungen, Vorschriften und Standards zur Infektionsprävention entsorgt werden.

Meldung von Vorkommnissen

Für Patienten/Anwender/Dritte in der Europäischen Union und in Ländern mit denselben Vorschriften (Verordnung [EU] 2017/745 über Medizinprodukte); wenn während oder infolge der Verwendung dieses Produktes ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, melden Sie dies dem Hersteller und/oder seinem Bevollmächtigten und Ihrer nationalen Behörde.

Leistungsmerkmale des Produkts

Eigenschaft	Wert
Dehnung	135 %
Gedehnte Länge	400 cm, 800 cm
Breite	4 cm; 6 cm; 8 cm; 10 cm; 12 cm
Flächengewicht (gedehnt)	31 g/m ²

Kennzeichnung

Fertigungslosnummer mit 9-stelligem Code

z. B.:

	9	999	01	00	1
Erklärung	[9 = 2019]	[999-000]			
Definition	Jahr	Serielle Produktionsreihenfolge			Nur für interne Zwecke

Herstellungsdatum

Peha[®]-Lastotel

z. B.:  2019 04 01
Jahr Monat Tag

Verwendbar bis

z. B.:  2024 04 01
Jahr Monat Tag

Haltbarkeit: 5 Jahre

Medizinprodukt



Einmalige Produktkennung



CE-Kennzeichnung



Nicht wiederverwenden



Trocken aufbewahren



Stand der Information: 2022-01-14