

tg® Fertigverbände

REF 24080, 24081, 24085, 24083

Februar 2025

1. Zusammensetzung der Anwendungsform (Produkt)

Die tg® Fertigverbände bestehen aus einem Mischgarn aus:

- Baumwolle (67%)
- Viskose (33%)

Das Garn ist paraffiniert.

Das Produktdatenblatt ist für folgende Artikel gültig:

REF	Produktbezeichnung
24080	tg® Fingerling
24081	tg® Fingerling
24085	tg® Hand-/Fußverband
24083	tg® Kopfverband

2. Aufbau / Struktur der Verpackung

2.1 Grundpackung / Unit Container

REF 24080

1 Stück = 1 Beutel, bestehend aus Polyethylen

REF 24081, 24083, 24085

siehe. 2.2

2.2 Handelspackung / Shelf Container

1 Faltschachtel aus Zellulose:

REF	Stück
24080	25
24081	50
24083, 24085	10

2.3 Versandpackung / Transit Container

1 Wellpappfaltkarton aus Zellulose (alle Artikel)

REF	Stück	Faltschachteln
24080	250	10
24081	750	15
24083, 24085	200	20

3. Herstellung

Die tg® Fertigverbände werden unter hygienischen Bedingungen nach Vorgaben hergestellt und gemäß der Verpackungsbeschreibung verpackt.

4. Beschreibung

Gebrauchsfertige, auf der Rundstrickmaschine in Rechts-/Links-Bindung hergestellte, querelastische Schlauchverbände. Die Verbände sind teilweise aufgerollt, bei dem Hand-/Fußverband und dem Kopfverband ist der Schlauch an der Grenze zwischen aufgerolltem und nicht aufgerolltem Teil mit einem Faden aus Polyester über die gesamte Breite abgenäht.

5. Eigenschaften

- einfache und zeitsparende Handhabung
- hautfreundlich
- weich und komfortabel
- gute Passform

6. Zweckbestimmung / Anwendung

tg® Fertigverbände sind zur Fixierung von Wundauflagen, als Hautschutz oder unter Gips- und synthetischen Castverbänden zur Abdeckung bei dermatologischen Erkrankungen bestimmt.

7. Zuordnung / Klassifizierung

tg® Fertigverbände sind gemäß Regel 4 Medizinprodukte der Klasse I (gemäß Verordnung (EU) 2017/745).

8. Biologische Beurteilung und Verträglichkeit

Die nach ISO 10993-1 durchgeführte biologische Risikobewertung bestätigt die Sicherheit und akzeptable Biokompatibilität des Produkts Cellona® Polster innerhalb seiner Zweckbestimmung.

9. Haltbarkeit

Bei sachgemäßer Lagerung - trocken, vor Staub und Sonnenlicht geschützt - beträgt die Haltbarkeit der tg® Fertigverbände 5 Jahre ab Herstellungsdatum.

10. **Entsorgung**

Der Verwender hat die jeweils national gültigen Gesetze, Normen und Richtlinien zur Entsorgung von Abfall aus dem medizinischen Bereich zu beachten.

Auch bei der Entsorgung der Verpackungsmaterialien sind nationale Anforderungen zu berücksichtigen.

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

D-56579 Rengsdorf

i.V.

i.A.



Michael Hamedinger, Mar 04,2025 11:05:09 AM UTC



Wanna Binder, Feb 26,2025 11:47:01 AM UTC

Michael Hamedinger

Head of Global Marketing Bandages & Supports

Wanna Binder

Global Brand Manager Bandages & Supports