

Dappenbehälter (3800)

Zubehör

Spezifikationen:

Material: Polypropylen

Höhe: 24

Farbe: Blau, Gelb, Rot, Weiß

Qualitätssicherung:

DIN EN ISO 13485:2021


Verpackung:

Karton je 1000 Stück

50 Stück pro Pack

5 Packs pro Farbe pro Karton

Klassifikation:



Bestimmungszweck

Einweg-Dappenbehälter zum Portionieren und Anmischen von Dentalmaterialien

Sterilisierbarkeit

Die Produkte sind zum Einmalgebrauch vorgesehen und nicht sterilisierbar.

