

# Ambu® Man W

## Ambu® Man I



### Die wichtigsten Vorteile

- Wireless Verbindung (bei Ambu Man W)
- Hygienesystem für Mund-zu-Mund und Mund-zu-Nase-Beatmung
- Brustkorbfestigkeit variabel einstellbar
- Luftwege öffnen sich nur bei korrekter Kopfüberstreckung
- Deutlich sichtbare Thoraxbewegung und Warnsymbole bei Magenblähung und falschem Druck
- Carotispuls ist während der Herzdruckmassage fühlbar und kann durch den manuellen Pulsbalg zusätzlich simuliert werden

## Ambu® Man

Der Ambu Man ist eine erwachsene Trainingspuppe mit naturgetreuer Anatomie und optimaler Ausstattung für ein realitätsnahes Reanimationstraining. Er ist speziell für die Basisausbildung von ärztlichem und pflegerischem Personal und für die Ausbildung von Laien konzipiert worden.

### Ambu Hygienesystem

Das patentierte und geschlossene Hygienesystem verhindert Kreuzinfektionen, sorgt für realistische Atemwegswiderstände und ermöglicht eine Expiration durch Mund und Nase.

### Anzeigeelement

Das Anzeigeelement zeigt dem Trainer das Volumen der zugeführten Luft (in l) und die Thoraxkompressionstiefe (in mm) an. Es visualisiert das Auffinden des falschen Druckpunktes sowie eine Magenblähung durch ein deutliches Warnsymbol.

### Carotispuls

Der Carotispuls ist während der Herzdruckmassage fühlbar und kann zusätzlich durch einen manuellen Pulsbalg simuliert werden.

### Ambu Software

Der Ambu Man W ist mit der einzigartigen Ambu Software ausgestattet, die es ermöglicht, die Reanimation aus einer Entfernung von bis zu 50 m unkompliziert und einfach zu kontrollieren und zu analysieren.

### Aktualisierungs-Kit

Für den Ambu Man ist ein Aktualisierungs-Kit erhältlich, welches das Trainingsgerät defibrillationsfähig macht.

## Technische Daten

Gewicht Torso mit Tragetasche	12 kg
Gewicht ganzer Körper mit Tragetasche	17 kg
Gesamte Länge Torso	80 cm
Gesamte Länge Körper	170 cm

## Material

Basiseinheit	Polyethylen
Anzeigeelement	ABS plastik
Schädel	PVC, hart
Brustkorb, Gesicht	PVC, weich

## Bestell-Informationen

Item no.	Description
A 234 307 000	Ambu Man Modell W Torso mit 5 Gesichtsmasken, 100 Luftbeuteln, inkl. Ambu Software Set
234 000 706	Erweiterungsset Arme und Beine inkl. Trainingshose und Tragetasche
<b>Zubehör</b>	
234 000 703	Gesichtsmasken, 5 Stück
234 000 725	Guedel Gesichtsmasken, 5 Stück
234 000 702	Luftbeutel (100 Stück)
234 000 789	Tragetasche/Trainingsmatte

Weiteres Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage vorhanden.



Ambu Man computer interface



Arme und Beine für Ambu Man



Tragetasche für Ambu Man

**Ambu A/S**  
 Baltorpbakken 13  
 DK - 2750 Ballerup  
 Denmark  
 Tel. +45 7225 2000  
 Fax +45 7225 2053  
 www.ambu.com

**Ambu GmbH**  
 In der Hub 5  
 D-61231 Bad Nauheim  
 Tel. 06032 9250-0  
 Fax 06032 9250-200  
 www.ambu.de