

VACOTRON 460

NEUES MODELL



Das Vacotron 460 ist ein Modul für die 4-Serie.

Mit diesem Saugwellenmodul können Sie die Elektrotherapie durch den Einsatz von Vakuumelektroden anwenden. Mithilfe der Saugwellen lassen sich Elektroden schnell und einfach anlegen.

Das Vacotron 460 ist die ideale Ergänzung für das Endomed 482 und das Sonopuls 492.

- Zur Verwendung bei allen Elektrotherapie- und Kombinationsgeräten der 4er Serie
- Schnelles Platzieren der Vakuumelektroden, wo Fixierbänder nicht verwendbar sind
- Kontinuierliche oder pulsierende Saugkraft
- Genaue Einstellung der Saugkraft
- Separater Anschluss für Plattenelektroden



Das Vacotron 460 kann nur verwendet werden in Kombination mit dem Sonopuls 492 oder dem Endomed 482.



VACOTRON 460

NEUES MODELL

1498950 VACOTRON 460 MODUL

Kann nur verwendet werden in Verbindung mit dem Sonopuls 492 oder dem Endomed 482.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Abmessungen (LxHxT) 24 x 28.6 x 9.3 cm
 Gewicht 2 kg
 Vakuum kontinuierlich und pulsierend

STANDARDZUBEHÖR VACOTRON 460

- 1498756 4-Series Informations-Booklet
- 2x 3444503 Vakuumelektroden Ø 60 mm, Satz von 2 St.
- 3444505 Schwämme Ø 65 mm, Satz von 4 St.
(für Vakuumelektroden Ø 60 mm)
- 2x 3444507 Saugwelle Elektrodenkabel rot
- 2x 3444508 Saugwelle Elektrodenkabel schwarz



VACOTRONZUBEHÖR VACOTRON 460

3444509	Vakuumelektroden Ø 30 mm, 2x2 Stück
3444503	Vakuumelektroden Ø 60 mm, 2x2 Stück
3444504	Vakuumelektroden Ø 90 mm, 2x2 Stück
3444516	Schwämme Ø 30 mm, Satz von 4 Stück (für Vakuumelektroden Ø 30 mm)
3444505	Schwämme Ø 65 mm, Satz von 4 Stück (für Vakuumelektroden Ø 60 mm)
3444506	Schwämme Ø 95 mm, Satz von 4 Stück (für Vakuumelektroden Ø 90 mm)
3444507	Saugwelle Elektrodenkabel schwarz, mit roten Steckern
3444508	Saugwelle Elektrodenkabel schwarz, mit schwarzen Steckern



ANDERE PRODUKTE, DIE SIE INTERESSIEREN KÖNNTEN

SONOPULS 492

Das Spitzengerät der 4-Serie ist das Sonopuls 492. Dieser Alleskönner versetzt Sie in die Lage, Ultraschalltherapie, Elektrotherapie und eine kombinierte Therapie anzuwenden.

ENDOMED 482

Das Endomed 482 ist das Elektrotherapie-Gerät für anspruchsvolle Therapeuten.

EN-CAR U3

Der EN-Car U3 ist Ihr Gefährte, der Ihnen jedes Enraf-Nonius-Gerät trägt. Ganz gleich, ob Laser-, Ultraschall-, Biofeedback- oder Elektrotherapie - mit dem EN-Car U3 haben Sie alles in Reichweite.

BESTELLDATEN

- 1498911 Sonopuls 492 mit großem Behandlungskopf (5 cm²)
- 1498912 Sonopuls 492 mit kleinem Behandlungskopf (0,8 cm²)
- 1498913 Sonopuls 492 mit 2 Behandlungsköpfen (5 cm² und 0,8 cm²)

1498920 Endomed 482

1468960 EN-Car U3

Siehe auch die Separate Produktebroschüren am WWW.ENRAF-NONIUS.COM/ELEKTROTHERAPIE



ENRAF-NONIUS
 Postfach 12080
 3004 GB Rotterdam
 Niederlande
 T: +31-(0)10 - 203 06 00
 E: info@enraf-nonius.nl
www.enraf-nonius.com