

# Wewa® Flor Standard Bettschutzauflage



Die Wewa® Flor Standard Bettschutzauflage ist der optimale Schutz für die Haut bei leichter bis mittlerer Inkontinenz.

Die hautfreundliche Oberschicht in Kombination mit der leistungsfähigen Saugschicht und der flüssigkeitsdichten Unterschicht schützen den Patienten und das Bett vor Nässe und Verschmutzung.

Die Bettschutzauflage ist koch- und trocknerfest sowie sehr formbeständig und damit für den langfristigen Einsatz geeignet.

## Anwendungshinweis

- Die Auflage mit der Frottee-Seite nach oben auf das Bett legen und nach der Liegeposition des Patienten ausrichten

## Indikation

- Leichte bis mittlere Inkontinenz

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

## Materialien

- Oberschicht: Baumwolle, Polyester
- Unterschicht: PVC-Beschichtung
- Die Schutzschicht ist frei von schädlichen Weichmachern
- Feuchtigkeitsundurchlässig, urinbeständig, wiederverwendbar

## Pflege- und Waschinweise

- Siehe Wäscheetikett
- Wasch- und kochfest
- Läuft auch nach häufigem Waschen nicht ein

**Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!**

### Wewa® Flor Standard Bettschutzauflage

Art./REF	Aufliegefläche
2133	ca. 90 x 150 cm

