

Das Sonopuls 492,**Funktion und Qualität verbinden sich mit modernem Design**

Mit dem EN-Car 4 werden Stil und Komfort Teil Ihrer Arbeit. Dieser moderne Wagen dient zur Aufnahme des Vakuumgerätes Vacotron 460 mit dem Sonopuls 492 und bietet die attraktive und praktische Lösung der Transportprobleme in Ihrer Praxis.

Mit der Batterie (optional) wird aus dem Standgerät ein transportables Gerät. Geeignete Tragetaschen erleichtern den Transport zur ambulanten Therapie.

Mit der Fernbedienung (optional) wird der Patient aktiv in die Therapie miteinbezogen, da er die Stromintensität selbst regeln kann.

- Multifrequenz-Behandlungskopf mit 1&3 MHz
- Kontaktüberprüfung
- Kombinationstherapie
- 19 Stromformen für Elektrotherapie
- 10 frei programmierbare Speicherpositionen für einfache Protokolle
- 10 frei programmierbare Speicherpositionen für sequentielle Protokolle
- 10 Behandlungsvorschläge für Ultraschall
- 51 Behandlungsvorschläge für Elektrotherapie

**Bestelldaten**

1497921 Sonopuls 492

Standardzubehör (siehe Seiten 46-49)

1497752 Bedienungsanleitung Sonopuls 492
 1458901 Multifrequenz Behandlungskopf, groß, 1 & 3 MHz
 3444129 Leitgummiplattenelektroden 6x8 cm, 2 mm Buchse, Satz von 2
 3444127 Adapter ENA-1550 100-240V
 3444290 Netzkabel 230V - EUR
 3444101 Kabeladapter für 3444102
 3444102 Patienten kabel 2-adrig & 2mm Stecker - Schwarz
 3444119 Patienten kabel 2-adrig & 2mm Stecker - Violett
 1460266 Viskoseschwämme für Plattenelektrode 6x8 cm, Satz von 4
 3444020 Fixierband 100x3 cm
 3444021 Fixierband 250x3 cm
 1497761 Protokollbuch für Sonopuls 492
 - Kontaktgel, US, Flasche 250 ml

Optionales Zubehör (siehe Seiten 46-49)

3444700 EN-Car 4, Gerätewagen für die 4er Serie
 3444128 Leitgummiplattenelektroden 4x6 cm, 2 mm Buchse, Satz von 2
 3444130 Leitgummiplattenelektroden 8x12 cm, 2 mm Buchse, Satz von 2
 3444056 EN-Trode Ø 3,2 cm, 2 mm Buchse, 10x4 Sätze in einer Packung
 3444057 EN-Trode 5x5 cm, 2 mm Buchse, 10x4 Sätze in einer Packung
 3444058 EN-Trode 5x9 cm, 2 mm Buchse, 10x4 Sätze in einer Packung
 3444135 EN-Trode Ø 5,0 cm, 2 mm Buchse, 10x4 Sätze in einer Packung
 3444143 EN-Trode Ø 7,0 cm, 2 mm Buchse, 10x4 Sätze in einer Packung
 3444146 EN-Trode 50x100 mm, Doppelkabel, 10x2 Sätze in einer Packung
 3444650 Koffer für Sonopuls 490/491/492, grau
 3444658 Tasche für Endomed und Sonopuls 4-Serie, schwarz
 2501016 Batterie 12.0V 1.8AH
 2523523 Adapter, 2 mm Buchse, 4 mm Stecker, schwarz
 1460273 Viskoseschwämme für Plattenelektrode 4x6 cm, Satz von 4
 1460275 Viskoseschwämme für Plattenelektrode 8x12 cm, Satz von 4
 3444022 Fixierband 100x5 cm
 3444023 Fixierband 250x5 cm
 1497801 Fernbedienung 2 Kanäle, für 182, 482e und 492
 1458911 Multifrequenz Behandlungskopf, klein, 1 & 3 MHz
 1497810 Halterung komplett, für Fernbedienung oder 1 Behandlungskopf, 4-Serie
 1497811 Halterung für 2 Schallköpfe, 4-Serie
 3442929 Kontaktgel, US, Flasche 250 ml, 12 St.
 3442930 Kontaktgel, US, Flasche 850 ml, 12 St.
 3442931 Kontaktgel, US, Kanister 5 L
 3442932 Spender für 5 L Kanister
 3444701 Flasche Halter für EN-Car 4

Therapie

Ultraschall, Interferenz, Russian Stimulation, TENS, Rechteck- und Dreieckimpulsstrom, Iontophorese, Ultrareizstrom, Diadynamische Ströme, Hochvoltstrom, Microreizstrom