



Der Hu-Friedy Lila Handschuh


Daran beißen sich Infektionen und Instrumente die Zähne aus.

- Nitrilarbeitshandschuh mit Baumwollflockenfutter
- Perforationsbeständig
- Schutz vor Chemikalien, Lösungsmitteln und Ölen
- Spezielle griffsichere Kontur
- Effektive Sicherheit ohne das Budget zu sprengen. Mit den Hu-Friedy Lila Handschuhen tun Sie etwas mehr für den Schutz Ihres Personals im sterilen Bereich und während des Desinfektionsprozesses.

Vorbei die Zeiten, in denen Ihr Personal mit seiner Gesundheit spielte und teure und unbequeme Schutzhandschuhe in der Ecke lagen. Diese Handschuhe werden gern getragen, weil die besonders griffige Textilbeschichtung auf der Innenseite das Tastgefühl erhöht. Und weil sie durch ihre besonders feste Oberflächenstruktur wirkungsvoll gegen Durchbohren, Durchstoßen und vor Schnittverletzungen schützen.

Ideal für den Umgang mit Chemikalien, langlebig, autoklavierbar bis 121°C.

Empfehlung: Bestellen Sie eine Nummer größer als die verwendeten Behandlungshandschuhe.



Beschreibung	Partcode
klein (Größe 7)	40-060
mittel (Größe 8)	40-062
groß (Größe 9)	40-064
extra groß (Größe 10)	40-066

Die Handschuhe werden im 3er Pack geliefert.