



# Krankenstuhlwaage

7802

- ▶ Robuste Konstruktion
- ▶ Einfaches Wiegen von geh- und stehbehinderten Personen
- ▶ Ergonomisch geformter Sitz, einfach zu reinigen
- ▶ Hold- und Trierfunktion



## Eigenschaften

---

- ▶ Ergonomisch geformter Sitz, einfach zu reinigen
- ▶ Klappbare Armlehnen und Fußstützen
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Integrierter Akku mit Ladenetzteil
- ▶ Trierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- ▶ Holdfunktion: Der Gewichtswert wird nach Entlastung für einige Sekunden gehalten
- ▶ Variante .002: Zwei Lenkrollen hinten mit Feststellbremse
- ▶ Variante .402: Vier Lenkrollen mit Feststellbremse hinten
- ▶ Einheiten in kg/lb

## Produkte

---

Bestellnummer Ausführung	Eichung	Ziffersschritt g	Höchstlast kg	Ausführung
7802.70.002 Krankensstuhlwaage mit Anzeigegerät Basic	Nein	100	200	2 Lenkrollen hinten mit Feststellbremse
7802.70.402 Krankensstuhlwaage mit Anzeigegerät Basic	Nein	100	200	4 Lenkrollen mit Feststellbremse

---