

Mini-Spike Plus®

Entnahme- und Zuspritzspikes.
Angenehm handlich, spürbar sicher im Griff.



Einfaches Öffnen und Verschließen mit einer Hand
durch integrierten Schnappverschluß.
Leichtgängiges Entnehmen und Zuspritzen durch großflächige
Belüftungs- und Partikelfilter.

Mini-Spike Plus®

Einfache, störungsfreie Handhabung –
sicheres und zeitsparendes Arbeiten

Müheloses Durchstechen auch stärkerer Stopfen

■ Zielsicher zu führen.
Minimaler Kraftaufwand beim
Durchstechen.



Einfache, störungsfreie Handhabung
durch zentral zum Dorn angeordneten
Griff mit integriertem Schnapp-
verschluss.

Einfaches Öffnen und Verschließen mit einer Hand

Integrierter Schnappverschluss
befreit von der umständlichen
Handhabung anhängender
Schutzkappen:

- Rasche, unbehinderte
Spritzenverbindung,
abgeschirmt gegen
versehentliche Berührung.
- Besonders schneller
Wiederverschluß nach der
Entnahme.



Dichtschließender
Schnappverschluss, schützend
ummantelter Konnektor.

Großflächige Filter
in Griffplatte eingebaut.



Sichere, zügige Entnahme auch größerer Volumina

- Stabile, flüssigkeitsdichte
Verbindung zwischen Behälter
und Spritze.
- Angenehm leichtgängiges
Entnehmen und Zuspritzen
durch besonders großflächige
Belüftungs- und Partikelfilter.
- Zuverlässiger Schutz des
Medikaments vor mikrobieller
Kontamination und Partikeln
bei der Entnahme.

Sicheres Management zytotoxischer Substanzen

Chemo-Mini-Spike Plus zur
Zytostatikapräparation (roter
Schnappverschluss).

- Zuverlässiger Schutz vor
toxischen Aerosolen beim
Lösen von Trockensubstanzen.
- Leichtgängiges Zuspritzen
und Entnehmen.
- Zurückhaltung ungelöster,
optisch nicht wahrnehmbarer
Partikel bei der Entnahme.

Entnahme



Belüftung:
Bakterien werden
zurückgehalten

Behälter mit Spike und Spritze, eine handge-
rechte, geschlossene Einheit. Eingebauter
Partikelfilter = blauer Schnappverschluss.

Zytostatikapräparation



Entlüftung:
Toxische
Aerosole werden
zurückgehalten

Chemo-Mini-Spike Plus mit aerosoldichter
Entlüftung und Partikelfilter = roter
Schnappverschluss.

Produktausführungen mit Bestelldaten:

Art.-Nr.

Mini-Spike Plus
ohne Partikelfilter



Belüftungsfiler,
bakterienretentiv

4550242
Verk. Einh.: 50

Mini-Spike Plus
mit Partikelfilter* 5 µm



Belüftungsfiler,
bakterienretentiv

4550234
Verk. Einh.: 50

Chemo-
Mini-Spike Plus
mit Partikelfilter 5 µm



Belüftungsfiler,
bakterienretentiv,
aerosoldicht

4550340
Verk. Einh.: 50

Gehäuse: SAN/ABS, Schnappverschluss: PP, Schutzkappe: PE.
Filter: Versapor®- Membranfilter, Gelman Sciences. Frei von Benetzungsmitteln.
Einzelverpackung: PA/PE-Folie, unbeschichtetes Papier.

Vertrieb für Österreich:
B. Braun Austria Ges.m.b.H.
In den Langäckern 3-5
A-2344 Maria-Enzersdorf a. Geb. (NO)
Telefon (0 22 36) 4 65 41-0 Δ Serie

Vertrieb für die Schweiz:
B. Braun Medical AG
Postfach 21
CH-6203 Sempach-Station
Telefon (0 41) 4 62 62 44

B | BRAUN
MEDICAL

B. Braun Melsungen AG
Postfach 11 20
D-34209 Melsungen
Tel (0 56 61) 71-0
Fax (0 56 61) 71-20 44

Mini-Spike Plus®

Entnahme- und Zuspritzspikes.
Angenehm handlich, spürbar sicher im Griff.



Einfaches Öffnen und Verschließen mit einer Hand
durch integrierten Schnappverschluß.
Leichtgängiges Entnehmen und Zuspritzen durch großflächige
Belüftungs- und Partikelfilter.