Technisches Datenblatt



MoliCare® Premium Bed Mat Textile

Allgemeine Produktbeschreibung/Verwendungszweck

MoliCare® Premium Bed Mat Textile ist eine wiederverwendbare, nicht-invasive, nicht-sterile Bettschutzeinlage zur Versorgung von Menschen mit Blasenschwäche und Harninkontinenz in unterschiedlichen Schweregraden, die von Laien oder professionellen Pflegekräften verwendet werden kann.

Anwendung/Indikation

Die Produkte eignen sich zur Verwendung bei Blasenschwäche oder Harninkontinenz in unterschiedlichen Schweregraden.

Referenznummern*

Packungsinhalt	7 Tropfen	7 Tropfen mit Flügeln
P10	155 011	155 013
P1	155 010	155 012

^{*} unter Umständen steht nicht in allen Ländern das vollständige Sortiment zur Verfügung

Produktentsorgung

Um das Risiko potenzieller Infektionsgefahren oder einer Umweltverschmutzung zu verringern, sollten Einwegkomponenten der Bettschutzeinlage MoliCare®Premium Bed Mat Textile gemäß den geltenden und lokalen Gesetzen, Regeln, Vorschriften und Standards zur Infektionsprävention entsorgt werden.

Meldung von Vorkommnissen

Wenn bei Patienten/Anwendern/Dritten in der Europäischen Union und Ländern mit denselben Vorschriften (Verordnung [EU] 2017/745 über Medizinprodukte) während der Verwendung oder infolge der Verwendung des Produktes ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, muss dies dem Hersteller bzw. seinem Bevollmächtigten und der national zuständigen Behörde gemeldet werden.

Materialeigenschaften

Teil	Material
Rückseite	Beschichtung aus Polyester und Polyurethanfilm
saugfähiger Kern	Polyester-/Baumwollmischung
Außenfolie	Polyester
Rand	Polyester
Flügel*	Polyester-/Baumwollmischung
* 7 Tropfen mit Flügeln	

Produkteigenschaften

Charakteristik	St	7 Tropfen	7 drops mit Flügeln
Gesamtgewicht :*	[g]	435	491



Prüfsumme

MoliCare® Premium Bed Mat Textile

Gesamtlänge*	[cm]	85	75
Gesamtbreite*	[cm]	90	185

^{* ≤ ± 10%} Toleranz

Kennzeichnung

Chargenbezeichnung mit 9-stelligem Code:

z. B.: 900102822

9 001 02 82 2

Jahr 201X Interner Interner kumulierte

Schlüssel

Schlüssel

Schlüssel

<u>Herstellungsdatum</u>

z. B.: 2020 02 07 Jahr Monat Tag

Verwendbar bis

z. B.: 2025 02 01 Jahr Monat Tag

Medizinprodukt



Trocken aufbewahren



CE-Kennzeichnung



Vertrieb



Stand der Information: 2019-11-18